

T. 210 6858070 – info@ktzivelekas.gr – www.ktzivelekas.gr




	ΑΓΚΙΣΤΡΑ	3-9
	ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ	8
	ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ	10-11
	ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ	12-13
	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	14-18
	ΣΥΡΜΑΤΑ	19-25
	ΕΛΑΤΗΡΙΑ	26
	ΕΛΑΣΤΙΚΑ	27-29
	ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ	30
	ΕΞΩΣΤΟΜΑΤΙΚΑ	31-32
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ	33-41
	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ	42
	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	43-48
	ALIGNERS ΕΙΔΗ	49-53
	ΦΡΕΖΕΣ - ΔΙΣΚΟΙ - ΤΑΙΝΙΕΣ	54-57
	ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ	58
	ΕΙΔΗ ΑΣΘΕΝΩΝ	59-60
	ΣΥΣΚΕΥΕΣ	61
	ΕΙΔΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ	62-64
	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ	65-70





- Χαμηλό προφίλ
- Άνετα και λειτουργικά Hooks
- Αδροποιημένη βάση με πλέγμα
- Anti-Rotation σε κυνόδοντες και προγόμφιους



Τεχνικές Roth, MBT της ORTHO TECHNOLOGY

Στα 20 περιστατικά
Τεμ.

Συνδυάστε με
σωληνίσκους
γομφίων VOTION™

Συμπληρώνουν
άριστα τη θεραπεία
με άγκιστρα VOTION™



σελ. 15



MADE IN THE USA

- One-Piece
- Χαμηλό προφίλ
- Anti-Rotation
- Αδροποιημένη βάση
- Χαμηλή τριβή
- Στιβαρή κατασκευή



Τεχνικές: Roth, MBT της ORTHO TECHNOLOGY

στα 20 περιστατικά
Τεμ.

σελ. 11



Συνδυάζεται άριστα
με τους σωληνίσκους
γομφίων VOTION™



MiniPrevail® TWIN

Χαμηλού προφίλ, μεσαίου μεγέθους twin άγκιστρο



Ανατομική βάση
με πλέγμα

Τεχνικές: Roth, MBT

Στα 20+ περιστατικά

Τεμ.

Ο προσεκτικός σχεδιασμός και η υψηλή ποιότητα κατασκευής δίνουν ένα πολύ λειτουργικό και υψηλής αισθητικής άγκιστρο.

Με το miniPrevail® έχετε

- Την αποτελεσματικότητα μεγαλύτερων άγκιστρων
- Μεγαλύτερη άνεση και καλύτερη αισθητική

Χα ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά

- Χαμηλό προφίλ για άνεση και αποφυγή πρόωρων επαφών
- Υψηλή ποιότητα κατασκευής (MIM)
- Ανατομική βάση με πλέγμα 80 Gauge που εξασφαλίζει καλή συγκράτηση
- Torque στη βάση
- Οδηγός τοποθέτησης
- Αποστρογγυλεμένα πτερύγια

CZ mini Twin® άγκιστρο Comfort

Μικρού μεγέθους twin άγκιστρο με πολύ χαμηλό προφίλ. Λόγω του μικρού μεγέθους του, πλεονεκτεί στην αισθητική και στην άνεση του ασθενή έναντι της πλειοψηφίας των μεταλλικών άγκιστρων.



Τεχνικές: Roth, MBT

Στα 10 περιστατικά

Τεμ.



PURE[®]

Sapphire Bracket System

Απόλυτα αισθητικό άγκιστρο
Ξεχωρίζει... χωρίς να φαίνεται




PURE[®] Αντοχή - Σταθερότητα

Sapphire Bracket System


Το **PURE[®]** είναι κατασκευασμένο από καθαρό μονοκρυσταλλικό ζαφείρι, για μέγιστη διαφάνεια και υψηλή αντοχή σε αποτριβή.

Η επικάλυψη της βάσης με ζirkονία δημιουργεί χιλιάδες μικροεσοχές στις οποίες διεισδύει η ρητίνη.

Έτσι εξασφαλίζεται υψηλή μηχανική συγκράτηση και ελαχιστοποίηση των απωλειών.



Βάση PURE



(Φωτογραφία με μικροσκόπιο)

PURE[®] Αισθητική

Sapphire Bracket System

Τα **PURE[®]** είναι σχεδόν αόρατα, ανεξάρτητα από την απόχρωση της αδαμαντίνης.

Παραμένουν διαφανή και αισθητικά, χωρίς αποχρωματισμούς για όλο το διάστημα της θεραπείας.



PURE[®] Άνεση

Sapphire Bracket System

Τα πτερύγια του **PURE[®]** είναι αποστρογγυλεμένα και απόλυτα λεία. Το χαμηλό ύψος και το μικρό μέγεθος των **PURE[®]** ολοκληρώνουν ένα πολύ καλό προφίλ άνεσης για τον ασθενή.

PURE[®] Εύκολη και ασφαλής αφαίρεση

Sapphire Bracket System

Απομακρύνουμε την περίσσεια ρητίνης γύρω από τη βάση του άγκιστρου



Με κοινή πένσα αφαίρεσης εφαρμόζουμε **σταδιακά αυξανόμενη δύναμη** στη μεταξύ άγκιστρου-δοντιού περιοχή.



Καθαρίζουμε τα υπολείμματα ρητίνης με carbide υψηλών και λήστατα λείανσης



Τεχνικές: **Roth, MBT** της **ORTHO TECHNOLOGY**

Στα 5 περιστατικά (100 τεμ)

Τεμ.

ΑΤΟΜΙΚΑ SETS

5-5 ΑΝΩ | ΚΑΤΩ

3-3 ΑΝΩ | ΚΑΤΩ

5-5 ΑΝΩ






Reflections®

Κεραμικό άγκιστρο

- Υψηλή διαφάνεια • Άριστη αντοχή • Χαμηλή τριβή • Άριστη συγκράτηση




Τεχνικές: Roth, MBT της ORTHO TECHNOLOGY®

Στα 5 περιστατικά (100 τεμ)


Τεμ.

Reflections® Χρωματική κωδικοποίηση




Agility®

Κεραμικό άγκιστρο



Mini Twin Design



Τεχνικές: Roth, MBT

Στα 5 περιστατικά

Τεμ.

- Σύγχρονος, εργονομικός σχεδιασμός
- Άριστη αισθητική
- Μικρό μέγεθος
- Υψηλή ποιότητα κατασκευής
- Κατασκευάζεται με την τεχνική έγχυσης κεραμικού (CIM)
- Ανατομική βάση με μηχανική συγκράτηση
- Στρογγυλεμένη, λεία επιφάνεια
- Torque-in-base



OrthoFlex™ Π्लाστικό άγκιστρο

Τα αισθητικά άγκιστρα OrthoFlex™ είναι κατασκευασμένα με την καλύτερη ποιότητα πολυουρεθάνης. Έχουν υψηλή αντοχή σε αποτριβή και θραύση και πολύ καλή συγκράτηση.



Τεχνικές: Roth, MBT

Στα 5 + περιστατικά

Τεμ.



Βάση OrthoFlex™



Για τη συγκόλληση των OrthoFlex™ χρησιμοποιείτε συγκολλητικό παράγοντα και στη βάση του αγκίστρου.



Purity-MS™ Κεραμικό άγκιστρο με μεταλλικό Slot

Τα Purity-MS είναι κατασκευασμένα με υψηλής ποιότητας πολυκρυσταλλική ΑΙ. Η μεταλλική αύλακα αυξάνει την αντοχή στο torque, ενισχύει τη δομή του και μειώνει τις τριβές.


Βάση με μηχανική συγκράτηση.

Εύκολη αφαίρεση με κοινή πένσα.

Τεχνικές: Roth, MBT

Στα 5 + περιστατικά

Τεμ.



Βάσεις οργάνωσης αγκίστρων

Από αδιάβροχο σκληρό χαρτόνι στο οποίο μπορεί να γίνει και ανάμειξη κονίας.

Με θέσεις για άγκιστρα και σωληνίσκους.

Συσκευασία: 25 τεμ



Αισθητικά τόξα

Ολοκληρώνουν κάθε αισθητική θεραπεία

Τα αισθητικά τόξα έχουν ανθεκτική επικάλυψη με απόχρωση που ταιριάζει στην αδαμαντίνη. Η αντοχή και η χαμηλή τριβή τους συνεισφέρουν στην απρόσκοπτη εξέλιξη της αισθητικής θεραπείας και στην ικανοποίηση του ασθενή.

Coated® Τόξα Niti

○ 45,5 €	□ 49,9 €
.014"	.016" x .022"
.016"	.017" x .025"
.018"	.018" x .018"
.020"	.018" x .025"
	.019" x .025"

Συσκευασίες: 10 τεμ.

Coated® Τόξα St. Steel

○ 31,0 €	□ 32,0 €
.014"	.016" x .022"
.016"	.017" x .025"
.018"	.018" x .018"
.020"	.018" x .025"
	.019" x .025"

Συσκευασίες: 10 τεμ.



Οι διαστάσεις των αισθητικών τόξων είναι με την επικάλυψη, η οποία καταλαμβάνει το .002" της συνολικής διάστασης.



Pearl Tone

Ελαστικές προσδέσεις και αλυσίδες



Αισθητικές και με μεγαλύτερη αντοχή σε αποχρωματισμό



Προσδέσεις κοντές επικαλυμμένες

Σύρμα .010"
(.012" με την επικάλυψη)

Συσκευασία: 100 τεμ

Συσκευασία: 500 τεμ



Προσδέσεις μακριές επικαλυμμένες

Σύρμα .010"
(.012" με την επικάλυψη)

Συσκευασία: 100 τεμ



Αισθητικά Buttons ορθογώνια πολυουρεθάνης

Διάσταση: 2,0 x 2,8mm
Για τη συγκόλλησή τους χρησιμοποιείτε τους συγκολλητικούς παράγοντες και στη βάση του button.

Συσκευασία: 10 τεμ



Αισθητικά Buttons στρογγυλά

Διάμετρος: 2,9mm
Για τη συγκόλλησή τους χρησιμοποιείτε τους συγκολλητικούς παράγοντες και στη βάση του button

Συσκευασία: 10 τεμ





Lotus^{PLUS} DS

Αυτόδετο άγκιστρο

Δύο συστήματα



Παθητικό



Ενεργό

Το Lotus Plus DS είναι από κάθε άποψη ένα ευέλικτο και εύχρηστο σύστημα αυτόδετων αγκίστρων. Διατίθεται σε δύο εκδόσεις, παθητική και ενεργή, καλύπτοντας κάθε ανάγκη. Ο συνδυασμός αγκίστρων από τα δύο συστήματα δίνει νέες δυνατότητες στο χειρισμό των περιστατικών. Η μοναδική ευκολία ανοίγματος-κλεισίματος με το αξιόπιστο clip από Thermal Nitī κάνει τις αλληλαγές συρμάτων μια ευχάριστη γρήγορη διαδικασία.

Σχεδιασμός Twin Wing

Μπορούν να τοποθετηθούν και προσδέσεις



Μοναδικός σχεδιασμός βάσης

Η αδροποιημένη βάση με πυλώνες σχήματος μανιταριού εξασφαλίζει συγκράτηση ανώτερη των βάσεων με mesh



Εύκολο άνοιγμα



1 Με κοινό ανιχνευτήρα περιστρέφοντας κατά 45° με φορά προς τα κάτω



2 Με το ειδικό κλειδί ανοίγματος περιστρέφοντας κατά 90°

Εύκολο κλείσιμο



Με λαβίδα, πένσα ή με το χέρι το Lotus Plus DS κλείνει εύκολα

Προτεινόμενη αλληλουχία θεραπευτικών βημάτων - συρμάτων

	Σύρματα	Διάρκεια
Phase I Round Archwires	.013" ή .014" TruFlex Thermal NiTi Universal Form	10 εβδομάδες
	.018" TruFlex Thermal NiTi Universal Form	10 εβδομάδες
Phase II Rectangular Archwires	.014"x.025" TruFlex Thermal NiTi Universal Form	10-20 εβδομάδες
	.018"x.025" TruFlex Thermal NiTi Universal Form	4-6 εβδομάδες
Phase III Mechanics	.019"x.025" TruForce St Steel Universal Form	20-30 εβδομάδες
Phase IV Finishing	.019"x.025" TruForce St Steel Universal ή	10 εβδομάδες
	.019"x.025" BetaForce Universal Form	

Τεχνικές: Roth, MBT
της ORTHO TECHNOLOGY

στα 5 περιστατικά

Τεμ.



Σωληνίσκοι 1ων και 2ων γομφίων

MADE IN THE **USA**



Χαμηλού προφίλ



- Διευρυμένη είσοδος σύρματος
- Hook με μικρό ύψος
- Ανατομική βάση

Ανατομική βάση με πλέγμα και με οδηγό για ακριβή τοποθέτηση. Άριστη εφαρμογή και συγκράτηση

Τεχνικές: Roth, MBT

στα 40 τεμ.

Τεμ.



Με 2 μεγέθη βάσης



Τεχνικές: Roth, MBT

στα 40 τεμ.

Τεμ.

Ανοιγόμενοι σωληνίσκοι 1ων γομφίων με μεγάλη ανατομική βάση

MADE IN THE **USA**



Διπλός για άνω ή κάτω γνάθο.
Βοηθητικός σωληνίσκος .018" x .025"



Μονός για άνω ή κάτω γνάθο



Μονός χαμηλού προφίλ

Τεχνικές: Roth, MBT της ORTHO TECHNOLOGY

στα 40 τεμ.

Τεμ.



Ευρεία ανατομική βάση με πλέγμα




BEST SELLER

Οι σωληνίσκοι 1ων και 2ων γομφίων Votion™ είναι το ιδανικό συμπλήρωμα σε κάθε θεραπεία με μεταλλικά ή αισθητικά άγκιστρα

Σωληνίσκοι γομφίων



- Χαμηλό προφίλ
- Ευρεία, ανατομική βάση
- Χαμηλό Hook
- Ποιοτική κατασκευή



Mini 2^{ων} γομφίων

Τοποθετούνται στο εγγύς φύμα

- Χαμηλό προφίλ
- Αποφυγή επαφών
- Χρήσιμη επιλογή σε γομφίους που δεν έχουν ανατείλει πλήρως



Viper σωληνίσκοι 1ων γομφίων και 2ων γομφίων



Mini 2^{ων} γομφίων

Τοποθετούνται στο εγγύς φύμα



Τεχνικές: Roth, MBT

Προσφορά στα 100 τεμ.
Τεμ.

Ανατομική βάση με πλέγμα και εξοχή για ακριβή τοποθέτηση, καλή εφαρμογή και άριστη συγκράτηση



ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ

ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ

Δακτύλιοι γομφίων SATURN – TITAN

SaturnTM
MOLAR BANDS



TitanTM
MOLAR BANDS



- Ανατομικοί δακτύλιοι
- Αποστρογγυλεμένα όρια για αποφυγή ενοχλήσεων
- Αδροποιημένοι εσωτερικά για καλή συγκράτηση
- Ισορροπημένη σκληρότητα για εύκολη τοποθέτηση και καλή εφαρμογή
- Ανεξίτηλη γραφή αρίθμησης

Σωληνίσκοι - Εξαρτήματα δακτυλίων



Triple Convertible



Combination non Convertible



Combination Convertible



Double Convertible



Single Convertible



Single non Convertible



Cleat



Sheath με Hook



Sheath

Αρίθμηση μεγεθών

SATURN: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 32 (Ακέραια)

TITAN: 29,5 - 30,0 - 30,5 - 31,0 - 44,0 (Ανά 0,5)

Τεχνικές: Roth, MBT



Συρτάρια Δακτυλίων



Θήκη



TruFitTM 2.0 Δακτύλιοι γομφίων

ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ

Στρογγυλεμένα όρια
για αποφυγή
ενοχλήσεων

Κάθετα τοιχώματα
όμορων τοιχωμάτων
για εύκολη τοποθέτηση

Αδροποιημένη
εσωτερική επιφάνεια
για ισχυρή συγκράτηση



Άριστα σχεδιασμένοι
σωληνίσκοι και
γλωσσικά εξαρτήματα



Cleat γλωσσικά

Οι δακτύλιοι TruFit 2.0 έχουν βελτιωμένη ανατομία για εύκολη, ακριβή τοποθέτηση και σταθερή εφαρμογή. Διαθέτουν ισορροπημένη σκληρότητα ώστε να μην συνθίβονται κατά την τοποθέτηση αλλιά και να μπορούν να μορφοποιηθούν σε κάθε δόντι.

Έχουν αδροποιημένη εσωτερικά επιφάνεια, απόλυτα λεία εξωτερική και τα στοιχεία ταυτοποίησής τους είναι χαραγμένα με Laser.



Triple Convertible
Βοηθητικός σωληνίσκος
.018" x .025"
Headgear Tube .045"



Combination
Convertible
Headgear Tube .045"



Double Convertible
Βοηθητικός σωληνίσκος
.018" x .025"



Combination non-Convertible
Headgear Tube .045"



Single Convertible



Single non-Convertible
1ου και 2ου γομφίου

ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ

ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ



Double Convertible



Single Convertible



Lip Bumper Convertible



Single non-Convertible
1ου και 2ου γομφίου

Τιμή τεμ. με cleat

Σε αγορά 100 + τεμαχίων

Αρίθμηση μεγεθών 29,⁵ - 30,⁰ - 30,⁵ - 31,⁰ 44,⁰ (Ανά 0,5)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ORTHO TECHNOLOGY[®]

R Roth
M MBT



Buttons

Στρογγυλιά



Οβάλ



Eyelets

Στρογγυλή βάση



Ορθογώνια βάση



Tongue Tamers®

Ακίδες για απώθηση γλώσσας



Τα Tongue Tamers® συγκολλούνται γλωσσικά στους άνω ή κάτω τομείς και αποθαρρύνουν την ώθηση με τη γλώσσα. Είναι σημαντικό βοήθημα όταν οι μυϊκές επιδράσεις επιβραδύνουν τη θεραπεία.

Cleats

Συγκολλημένα



Bite Builder®



Τα Bite Builders συγκολλούνται γλωσσικά στους άνω τομείς ασθενών με βαθιά δήξη. Εφαρμόζουν άριστα λόγω της κυρτής βάσης τους. Μπορούν να τροχιστούν-διαμορφωθούν. Δεν προκαλούν αποτριβή. Μειώνουν τις απώλειες αγκίστρων στους κάτω τομείς. Βολικότερα από τα μεταλλικά Bite Turbos

Crimpable & Sliding Hooks



Sliding

Διαστάσεις: .018" x .025"
.022" x .028"



Ύψος: 3,2mm

Συσκευασία:



Crimpable

Διαθέσιμα σε 2 μήκη.

Σε μία διάσταση, για όλα τα τόξα έως .021" x .025"



1,6 mm



3,5 mm

Συσκευασία:

Caplin Hook



Οριζόντιο Eyelet-Hook
χρήσιμο για έλξη
και στήριξη ελαστικών

Power Arm



Συγκολλημένο διπλό Hook
με ύψος 10mm

Πένσα σύσφιξης Hooks





Eyelet με αλυσίδα για έλξη εγκληίστων



Τα Eyelets με αλυσίδα είναι ο ευκολότερος τρόπος για έλξη εγκληίστων κυνοδόντων. Κόβονται εύκολα στο επιθυμητό μήκος και η πρόσδεση στο τόξο γίνεται με ελαστικό νήμα. Η επίχρυση 24 Κ αλυσίδα με Eyelet είναι ασφαλής για αλλεργικούς στο νικέλιο ασθενείς.




Συσκευασία:



Οι St. Steel αλυσίδες διατίθενται με στρογγυλή ή ορθογώνια βάση. Εύκολο πέρασμα του νήματος στους κρίκους

C & C - Chain & Composite για έλξη εγκληίστων

Χρυσές αλυσίδες έλξης που ενσωματώνονται σε ρητίνη με τη χρήση μήτρας. Προσφέρουν ισχυρότερη συγκόλληση και μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα με τρόχισμα, χωρίς πόνο για τον ασθενή.

2 σχήματα μήτρας
Oval, Round

Reliamold Μήτρες κατασκευής εξαρτημάτων RELIANCE

Απλά και γρήγορα σε 3 βήματα



Φτιάξτε στο ιατρείο τα αισθητικά εξαρτήματα που χρειάζεστε με μήτρες και φωτοπολυμεριζόμενη ρητίνη.



Button



Habit Control

Bite Ramp 3 mm
Bite Ramp 5 mm

Molar Pad

Wire Bonder
Small και Large



MULTI F.A. Multi Function Appliance

ΑΠΛΟ

ΑΚΡΙΒΕΣ

ΕΥΕΛΙΚΤΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ



Ο μηχανισμός MULTI F.A. προσφέρει υψηλή αποτελεσματικότητα

- Διόρθωση τάξης II
- Διόρθωση τάξης III
- Εγγύς – άπω μετακινήσεις
- Άνοιγμα ή κλείσιμο διαστημάτων

Ο MULTI F.A. διαθέτει χαρακτηριστικά που τον κάνουν μοναδικά εύχρηστο και ευέλικτο.

- Τηλεσκοπικός μηχανισμός που επιτρέπει τη ρύθμιση στο επιθυμητό μήκος. Με το μέγεθος Regular καλύπτεται η πλειοψηφία των περιστατικών.
- Αρθρωτοί σύνδεσμοι και στα δύο άκρα για καλύτερη εφαρμογή στα δόντια.
- Hooks στα δύο άκρα που επιτρέπουν τη στήριξη ελαστικών προς κάθε κατεύθυνση.
- Δυνατότητα χρήσης ελατηρίου για διάνοιξη χώρου.
- Crimpable stop για ακινητοποίηση.

Μεγέθη:

Regular: 18-28mm

Long: 23-36mm

Short: 12-17mm

MULTI F.A. ζεύγος



MULTI F.A. για τοποθέτηση σε δακτυλίους



MULTI F.A. Multi Function Appliance

ΑΠΛΟ

ΑΚΡΙΒΕΣ

ΕΥΕΛΙΚΤΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ




Διόρθωση Τάξης II



Διόρθωση Τάξης III

Μετακίνηση ενός
ή περισσότερων δοντιών

Άνοιγμα Διαστήματος



Ακίνητοποίηση με Crimpable Stop

Χρήση με ελατήριο εσωτερικό
ή εξωτερικό

Ακίνητοποίηση με Flow ρητίνη

ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΤΑΞΗ II / ΤΑΞΗ III

Θέση: Κυνόδοντας - 1ος Γομφίος
1ος Προγόμφιος - 2ος Γομφίος

Στάδιο 1
1ος μήνας 1/4" HEAVY - 6 oz

Στάδιο 2 3/16" eHEAVY - 8 oz

Για μεγαλύτερες
δυνάμεις 2x 1/4" ή 3/16" HEAVY

ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΤΑΞΗ II / ΤΑΞΗ III

Θέση: 1ος Προγόμφιος - 1ος Γομφίος

Στάδιο 1
1ος μήνας 3/16" HEAVY - 6 oz


Στάδιο 2 3/16" eHEAVY - 8 oz

Για μεγαλύτερες
δυνάμεις 2x 3/16" HEAVY



TruEase™ Bite Corrector

Μηχανισμοί διόρθωσης τάξης II & III




Ιδανικά για ασθενείς με ελθιπή συμμόρφωση

- Η χρήση δακτυλίων δεν είναι απαραίτητη
 - Εύκολη και άμεση χρήση
 - Χωρίς ανάγκη ρύθμισης ή ενεργοποίησης
 - Άνετοι για τον ασθενή
 - Δύο μεγέθη
- Ο μηχανισμός Double Lock τοποθετείται απ' ευθείας στο άνω και κάτω τόξο
- Ο μηχανισμός τοποθετείται απ' ευθείας στην έδρα χωρίς την αναμονή και το κόστος εργαστηρίου
- Οι μηχανισμοί εσωκλείουν ελατήρια NITI που ασκούν σταθερές δυνάμεις συνεχώς έως την αφαίρεση
- Οι TrueEase Bite Correctors είναι πιο άνετοι από τους μηχανισμούς με ορατό εξωτερικό ελατήριο
- Το κατάλληλο μέγεθος επιταχύνει το αποτέλεσμα και αποτρέπει τις αστοχίες


Με τους TrueEase Bite Correctors επιτυγχάνετε τα επιθυμητά αποτελέσματα, ακόμη και όταν οι ασθενείς δεν συνεργάζονται, σε έως και το μισό χρόνο σε σύγκριση με συμβατικές μεθόδους

Οδηγίες – Μετρήσεις

Anchor Wire



Τάξη II
Μέτρηση: Άπω του αγκίστρου κάτω κυνόδοντα έως άπω του σωληνίσκου εξωστοματικού




Τάξη III
Μέτρηση: Άπω του αγκίστρου άνω κυνόδοντα έως άπω του σωληνίσκου lip bumper κάτω 1ου γομφίου

ΑΠΟΣΤΑΣΗ Α'


Από - έως	Μέγεθος
27mm – 36mm	Small
32mm – 48mm	Standard

Anchor Wire ζεύγος – Small, Standard

Double lock



Τάξη II
Μέτρηση: Άπω του αγκίστρου κάτω κυνόδοντα έως εγγύς του σωληνίσκου 1ου γομφίου



Τάξη III
Μέτρηση: Άπω του αγκίστρου άνω κυνόδοντα έως εγγύς του σωληνίσκου κάτω 1ου γομφίου

ΑΠΟΣΤΑΣΗ Α'

Από - έως	Μέγεθος
23mm – 32mm	Small
27mm – 36mm	Standard

Double Lock ζεύγος – Small, Standard



Υψηλής ποιότητας σύρματα

Full Form



Euro Form



ΣΥΡΜΑΤΑ

- TruFlex™ NiTi, Thermal NiTi
- TruForce™ St. Steel
- Coated NiTi & St. Steel
- BetaForce™

- TruFlex™ NiTi, Thermal NiTi
- TruForce™ St. Steel
- BetaForce™

Universal Form



- TruFlex™ NiTi, Thermal NiTi
- Copper NiTi
- TruForce™ St. Steel
- BetaForce™

Pre-Torqued



- TruFlex™ NiTi

Reverse Curve of Spee

Straight Leg



Reverse Curve of Spee





TruFlex™ COPPER NiTi

Το κράμα Νικελίου Τιτανίου αποκτά νέες, χρήσιμες ιδιότητες με την ενσωμάτωση χαλκού.

Τα TruFlex™ Copper, κατασκευασμένα από ένα τέτοιο κράμα, είναι η τελευταία εξέλιξη στην τεχνολογία των συρμάτων NiTi.

Τα TruFlex™ Copper έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία στις αλλαγές θερμοκρασίας. Είναι μαλακότερα και ευκολότερα διαμορφώσιμα στη θερμοκρασία δωματίου, συνεπώς τοποθετούνται ευκολότερα.

Η ακριβής προοδευτική απόκρισή τους στην αύξηση της θερμοκρασίας προσφέρει καλύτερο έλεγχο των δυνάμεων και επιμηκύνει το χρόνο χρήσης κάθε σύρματος.

Έτσι επιτυγχάνεται ταχύτερο αποτέλεσμα και λιγότερες αλλαγές συρμάτων.

Η προσεκτικά επιλεγμένη σύσταση των TruFlex™ Copper τα κάνει ανθεκτικότερα στην μόνιμη παραμόρφωση, σε σχέση με τα κοινά NiTi σύρματα.



Χωρίς stops
Στρογγυλά
Συσκευασία: **10 τεμ.** Ορθογώνια


Διαθέσιμα σε:

- 27 °C για ευελιξία στις δυνάμεις
- Universal Form για άνω και κάτω γνάθο

TruFlex™ NiTi Thermal

Τα TruFlex™ Thermal σε θερμοκρασία δωματίου είναι μαλακά και εύκαμπτα (martensitic). Τοποθετούνται και δένονται εύκολα ακόμα και σε δύσκολες κάμψεις.

Όταν τοποθετηθούν στο στόμα η αύξηση της θερμοκρασίας τα μεταβάλλει σε υπερελαστικά και ενεργά (austenitic). Είναι ιδανικά για την έναρξη της θεραπείας καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί αρχικό σύρμα μεγαλύτερης διάστασης χωρίς να επιβαρυνθεί ο ασθενής με ενοχλήσεις.



	ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1 ΣΥΣΚ.	ΣΕ 10 ΣΥΣΚ.
Στρογγυλά	
Ορθογώνια	
Συσκευασίες: 10 τεμ.	


TruFlex™ NiTi Τόξα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ

Τα σύρματα TruFlex™ της ORTHO TECHNOLOGY είναι εξαιρετικής ποιότητας. Ασκοούν σταθερές δυνάμεις και εγγυώνται την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα που χρειάζεστε.

Η λαμπερή, λεία επιφάνειά τους διευκολύνει την ολίσθηση. Είναι ανθεκτικά στη παραμόρφωση, διατηρούν το σχήμα τους και εξασφαλίζουν σταθερή εξέλιξη της θεραπείας.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΕ 10 ΣΥΣΚ.

1 ΣΥΣΚ.	
	Στρογγυλά ○
	Ορθογώνια □
Συσκευασίες:	
Στρογγυλά ○ 25τεμ.	
Ορθογώνια □ 25τεμ.	
Συσκευασίες:	



Με χρωματική ένδειξη μέσης γραμμής

Dimpled

Στρογγυλά ○ 25τεμ.

Ορθογώνια □ 25τεμ.

Συσκευασίες:

MADE IN THE USA



ΣΥΡΜΑΤΑ

TruFlex™ NiTi Reverse Curve of Spee



Στρογγυλά
Ορθογώνια
Συσκευασία: 10 τεμ.



Στρογγυλά
Ορθογώνια
Συσκευασία: 10 τεμ.


Με τις εξαιρετικές ιδιότητες των υπερελαστικών συρμάτων της ORTHO TECHNOLOGY. Αποτελεσματικά στη διόρθωση ανοιχτής ή βαθιάς δήξης. Τα Straight leg τόξα έχουν μεγαλύτερο μήκος και βοηθούν ιδιαίτερα όταν χρειάζεστε διεύρυνση στην κάτω γνάθο ή εμβύθιση κάτω τομέων. Με όλα τα τόξα R.C.S. της ORTHO TECHNOLOGY πετυχαίνετε άριστη επιπέδωση και ευθυγράμμιση.

TruFlex™ Pre-Torqued τόξα NiTi

Πολύ χρήσιμα τόξα για εφαρμογή υψηλότερου torque στα πρόσθια δόντια. Κατασκευασμένα με υψηλή ακρίβεια εφαρμόζουν 20° torque στα πρόσθια.

Διαθέσιμα σε 3 μήκη του τμήματος με torque:

28mm Κάτω γνάθου
34mm Άνω γνάθου
38mm Άνω γνάθου




Διαστάσεις
.016" x .022"
.017" x .025"
.019" x .025"




TNT[®] Σύρματα TRIED N'TRUE


Υψηλής ποιότητας σύρματα από τη RELIANCE. Κατασκευασμένα με υψηλή ακρίβεια και ελεγχμένα με αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους για την πιστότητα διαστάσεων και απόδοσης.




NiTi Super Elastic




NiTi Thermal Copper




Stainless Steel



Beta III Titanium



NiTi RCS



NiTi Progressive Force

NiTi ○ 25 τεμ.

NiTi □ 25 τεμ.

Heaters NiTi ○ 25 τεμ.

Heaters NiTi □ 25 τεμ.

St. Steel □ 25 τεμ.

Beta Tit. □ 10 τεμ.

RCS NiTi ○ 10 τεμ.

RCS NiTi □ 10 τεμ.

Progressive NiTi □ 10 τεμ.

Progressive Thermal NiTi **ΤΡΙΠΛΗ ΔΡΑΣΗ**

Η κατάλληλη δύναμη, όπου χρειάζεται


Με τα τόξα Progressive της RELIANCE μπορείτε να επιτύχετε πολύ περισσότερα απ' όσα μ' ένα απλό τόξο. Ασκούν διαφορετικό επίπεδο δύναμης σε κάθε τμήμα τους. Πρακτικά, με ένα τόξο Progressive επιτυγχάνετε όσα με τα κοινά τόξα μετά από 2-3 αλλαγές.

Διαστάσεις συρμάτων

.016"x.016"	.016"x.022"
.018"x.018"	.017"x.025"
.020"x.020"	.018"x.025"
	.019"x.025"

Ορθογώνια Roth Form

Συσκευασίες:



TruFlex[™]

Υπερελαστικό σύρμα Niti σε ρόλο

Με τις εξαιρετικές ιδιότητες των υπερελαστικών συρμάτων τις ORTHO TECHNOLOGY. Χρήσιμο για τμηματικά τόξα ή για διεύρυνση μέσω σύρματος.



Συσκευασία: Ρολό 15 ft

Διαστάσεις: .012", .014", .016", .018"

Archwire Markers[™]

Μιας χρήσης για αποφυγή επιμόλυνσης

- Σημαδεύουν με ακρίβεια τα σύρματα
- Σταθερό μαρκάρισμα με υλικό που έχει βάση το κερί




Συσκευασία 100 τεμ



Συσκευασία 100 τεμ



BetaForce™ Beta Titanium Nickel Free



Τα σύρματα Beta Titanium ασκούν δυνάμεις μεγαλύτερες από τα σύρματα Niti και μικρότερες από τα St. Steel. Έχουν ελαστικότητα παραπήλση με το Niti. Δέχονται κάμψεις όπως τα St. Steel. Λόγω αυτών των ιδιοτήτων τους τα σύρματα Betaforce είναι πολύ ευέλικτα και αποδοτικά.

Συσκευασίες 10 τεμ

Τόξα Euro & Full Form:
Ράβδοι 14"

ΣΥΡΜΑΤΑ

Crimpable Stops



Mini κλειστά

Εξαιρετικά μικρό μέγεθος. Διακρίνονται ελάχιστα. Σφίγγονται εύκολα πάνω στο τόξο με κοινή πένσα και εμποδίζουν τη ολίσθηση του τόξου.



Small

Large

Small για τόξα .012" έως .018"
Large για τόξα .014" x .025"
έως .019" x .025".

Ιδανικά για αυτόδετα άγκιστρα

Συσκευασίες:

Ανοιχτά



Ανοιχτά stops που τοποθετούνται χωρίς να βγει το τόξο. Εφαρμόζουν με σφίξιμο σε στρογγυλά και ορθογώνια τόξα έως .021" x .025".

Συσκευασία:

Συσκευασία:

Quad Helix

Σε 3 μεγέθη
Πλάτη: 36, 39, 45 mm



Palatal Bars

Αγκύλη άπω

Μεγέθη:
37, 39, 41, 43, 45,
47, 49, 51, 53 mm

Συσκευασία: 5 TEM





TruForce™ Stainless Steel Προσδέσεις


Μακριές

Διαστάσεις: .009", .010", .011", .012"



Κοντές

Διάσταση: .010"



Σύρμα
προσδέσεων
σε ρολό
.010"
Ρολό 453g

Kobayashi Μακριές

Διαστάσεις: .010", .012", .014"



Kobayashi Κοντές

Διαστάσεις: .012", .014"



TruForce™ πολύκλιωνα σύρματα St. Steel


3-κλιωνα Twist



Διαστάσεις: .0155", .0175", .0195"

Ράβδοι 14" – 10 τεμ.
Ρολό – 30ft

6-κλιωνα Coaxial



Διαστάσεις: .0155", .0175"

Ράβδοι 14" – 10 τεμ.
Ρολό – 30ft

6-κλιωνα .0195" & .0215"

Ρολό 30ft Ράβδοι 10 τεμ.

8-κλιωνα Braided



Διαστάσεις: .016" x .016" .018" x .025"
.016" x .022" .019" x .025"
.017" x .025"

Τόξα -10τεμ.

TruForce™ Ευθύ σύρμα St. Steel



Διαστάσεις: .014", .016", .018", .020"
.016" x .016", .016" x .022", .017" x .025"
.018" x .018", .018" x .025", .019" x .025"

Εργαστηριακά: .028", .032", .036", .040", .045"



Στρογγυλή 25 τεμ.
Ορθογώνια 25 τεμ.

Εργαστηριακά 25 τεμ.

TruForce™ Τόξα Stainless Steel

Κατασκευασμένα με την καλύτερη ποιότητα Stainless Steel 304 για ιατρική χρήση.
Πολύ ανθεκτικά στη διάτμηση δέχονται κάθε κάμψη χωρίς να σπάνε.
Έχουν άριστη συμπεριφορά κατά την ολίσθηση.



Euro Form

Full Form

Standard Form

Συσκευασία: 25 TEM



ΣΥΡΜΑΤΑ

Διαστάσεις

○	□	□
.012"	.016"x.016"	.018"x.022"
.014"	.016"x.022"	.018"x.025"
.016"	.017"x.025"	.019"x.025"
.018"	.018"x.018"	.021"x.025"
.020"		

1 ΣΥΣΚ.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΣΕ 10 ΣΥΣΚ.

Στρογγυλή - 100 TEM.

Ορθογώνια - 10 TEM.

TruForce™ Retraction Archwires

- Κλείσιμο διαστημάτων
- Εμβύθιση προσθίων
- Έλξη προσθίων
- Στήριξη ελαστικών

T-Loop



Διαστάσεις συρμάτων:

.016"x.022"
.017"x.025" .019"x.025"

Brass Post



Διαστάσεις συρμάτων:

.016"x.022" .018"x.025"
.017"x.025" .019"x.025"

2-Keyhole



Διαστάσεις συρμάτων:

.016"x.022"
.017"x.025" .019"x.025"

4-Keyhole




Διαστάσεις συρμάτων:

.019"x.025"

Τόξα 2-4 Keyhole

Τόξα Brass Post


Τόξα T-Loop



TruFlex™ Open Coil Springs



Εξασφαλίζουν σταθερές δυνάμεις για άνοιγμα ή διατήρηση διαστημάτων.



Ράβδοι 3 τεμ 7"

.010" x .030"	Light
.012" x .030"	Medium
.014" x .036"	Heavy

Ρολό 15"

.010" x .030"	Light
.012" x .030"	Medium
.014" x .036"	Heavy

TruFlex™ NiTi Closed Coil Springs




Light	100 g
Medium	150 g
Heavy	200 g

Συσκευασία 10 τεμ



Μήκη: 9mm & 12mm

Για εμφυτεύματα




Μήκη: 9mm - 12mm

Medium	150 g
Heavy	200 g


Συσκευασία 10 τεμ

Η μέγιστη δύναμη των κλειστών ελατηρίων αποδίδεται όταν εκτείνονται στο διπλάσιο του αρχικού μήκους

NiTi Distalizing Springs



Διαστάσεις: .010" x .045"



Μετακινούν άπω τους γομφίους χωρίς χρήση εξωστοματικού. Πετυχαίνουν 1,0-1,5 mm άπω μετακίνηση ανά μήνα.

Torquing Springs–WARREN

Τα Warren Torquing Springs εφαρμόζουν πρόσθετη δύναμη σε πρόσθια δόντια

- Άμεση τοποθέτηση χωρίς κάμψεις
- Σταθερή δύναμη για μεγάλο διάστημα
- Εφαρμόζουν σε 4 διαστάσεις σύρματος

.016" x .022"
.017" x .025"
.018" x .025"
.019" x .025"




TruForce™ St. Steel Open & Closed Coil Spring



Open Coil

.010" x .030"
.010" x .036"

Ρολό 3 ft





Closed Coil

.010" x .030"

Ρολό 3 ft







Διαγνωθικά ελαστικά



Actual Size					
Light 2.5 oz. (71gm)	Lion Fish 	Seahorse 	Walrus 	Killer Whale 	Lobster 
Medium 4.5 oz. (128gm)	Manta Ray 	Sea Otter 	Seal 	Dolphin 	Sea Turtle 
Heavy 6.5 oz. (184gm)	Moray Eel 	Manatee 	Sea Lion 	Great White Shark 	Crab 

*Διαθέσιμα και Latex Free

Υψηλής ποιότητας ελαστικά με διάρκεια και ακρίβεια στις δυνάμεις. Είναι κωδικοποιημένα με θαλάσσια ζώα ανά διάσταση και δύναμη.


Dispenser με 50 σακ. των 100 TEM

Latex Free:

Στις 5 Συσκευασίες

Οδηγοί ελαστικών

Συσκευασία: 100 TEM.



Extraoral Ελαστικά



1/4" (6,4mm)



5/16" (7,9 mm)



3/8" (9,4mm)



1/2" (12,7mm)


Για χρήση σε μάσκες τάξης III

Δύναμη: 16oz (454g)

Συσκευασία: Σακούλα

RELASTICS®

Υψηλής ποιότητας διαγνωθικά ελαστικά της RELIANCE



Latex Elastics
1/16" 2.5oz - Light
3.2mm / 70.9g

Red "A"



Latex Elastics
3/16" 3.5oz - Medium
4.8mm / 99.2g

Green "B"



Latex Elastics
1/4" 4.5oz - Heavy
6.4mm / 127.8g

Blue "C"




Latex Elastics
5/16" 6.5oz - X Heavy
7.9mm / 184.3g

Black "D"


Κωδικοποιημένα με Χρώματα = Δύναμη
Γράμματα = Διάσταση

Συσκευασίες:
50 σακ. των 100 τεμ.

Δυνάμεις:
2,5 oz - 3,5 oz - 4,5 oz - 6,5 oz



Ελαστικά διαχωρισμού ακτινοσκιερά



Αποτελεσματικός διαχωρισμός

Latex Free


Ακτινοσκιερά

- Οπισθίων Μπλε

Συσκευασία: 1000 τεμ

Λεπτά ελαστικά
διαχωρισμού
σε ράβδους

Latex Free



Συσκευασία: 980 τεμ



Ελαστικά διαχωρισμού

elast•O•loop²
orthodontic separators

Τα ελαστικά διαχωρισμού SAFESEPS διαθέτουν εξοχές που αποτρέπουν τη διολίσθησή τους υποουλικά. Οι εξοχές τους βοηθούν επίσης στην εύκολη αφαίρεση. Τοποθετούνται εύκολα λόγω της στρογγυλής διατομής τους.

Σε δύο πάχη. Μωβ παχύ - Μπλε λεπτό.

Latex Free



Συσκευασία: 960 τεμ



Πένσα
τοποθέτησης

Ελαστικό νήμα

Υπερελαστικό νήμα, συμπαγές ή κοίλο, σε διαφανές και γκρι χρώμα. Ιδανικό για πρόσδεση της αλυσίδας έλξης εγκλείστων.




Διαστάσεις: .025" & .030"
Συσκευασία: Ρολό 50 ft

Ελαστικές προσδέσεις με μαξιλάρaki

Χρώματα:
Διαφανές,
Γκρι



Συσκευασία: 100 τεμ.



Σωληνίσκος επικάλυψης συρμάτων

Ανθεκτικός ελαστικός σωληνίσκος με εσωτερική διάμετρο .027" ή .045" Σε διαφανές & γκρι χρώμα.



Συσκευασία: Ρολό 10 ft

Ελαστικές σφήνες

Εύκολη και αποτελεσματική λύση για να πετύχετε στροφές δοντιών. Τοποθετούνται μεταξύ τόξου και δοντιού στηριζόμενες στα πτερύγια του άγκιστρου.

Διαφανείς & Γκρι
Συσκευασία: 100 τεμ.





Ελαστικές προσδέσεις

Οι ελαστικές προσδέσεις της ORTHO TECHNOLOGY ξεχωρίζουν για την ελαστικότητά τους, την ευκολία στην τοποθέτηση και τη διάρκειά τους. Χωρίς Latex.

ΕΛΑΣΤΙΚΑ



Power Sticks
Mini Sticks

Συσκευασίες: 1008 τεμ




ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σε αγορά **10** συσκευασιών

Ελαστικές Αλυσίδες Maximum™

Η ελαστική αλυσίδα Maximum™ προσφέρει μεγάλη ελαστικότητα, διάρκεια και σταθερότητα χρώματος. Ασκή σταθερές δυνάμεις για μεγάλο διάστημα. Χωρίς Latex



Ρολό 15ft

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

• Σε αγορά **5** αλυσίδων: **15,0 €**

Θήκες προσδέσεων και αλυσίδων



Ελαστικών προσδέσεων και αλυσίδων



Ελαστικών προσδέσεων



Ελαστικών αλυσίδων



Spider Screw® Σύστημα στήριξης



Κεφαλή όμοια
με άγκιστρο με
αύλακα .022"



Σωληνίσκος
διαμέτρου .027"



Ψηλός ή χαμηλός
αυχένας κεφαλής



Περιμετρική
αύλακα με μεγάλο
χώρο κάτω από
τα πτερύγια



Απευθείας
τοποθέτηση και
αφαίρεση.
Δεν χρειάζεται
διάνοιξη με τρυπάνι

Μοναδικός σχεδιασμός, πολλαπλά οφέλη

Το εμφύτευμα τιτανίου Spider® είναι εξαιρετικά πολυχρηστικό εξαιτίας του μικρού μεγέθους και του «τύπου αγκίστρου» σχεδιασμού του. Η κεφαλή των Spider® έχει τον αρτιότερο σχεδιασμό μεταξύ των εμφυτευμάτων. Παρέχει όλες τις ρύσεις που μπορεί να χρειαστούν για τη στήριξη.

Τοποθετείται εύκολα, χωρίς προηγούμενη τομή στην επάνω ή στην κάτω γνάθο ακόμη και σε σημεία που το πάχος του οστού είναι μικρό. Είναι μη οστεοενσωματούμενο εμφύτευμα και συνεπώς η φόρτιση μπορεί να γίνει άμεσα μετά την τοποθέτηση του.

Το Spider® μπορεί να δώσει ρύσεις σε κάθε φάση της ορθοδοντικής θεραπείας. Είναι κατάλληλο για συμμετρική ή ασύμμετρη στήριξη και είναι ένα ασφαλές σύστημα για την επιτυχή ολοκλήρωση της ορθοδοντικής θεραπείας.

Spider K1-K2 Starter Kit



ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Starter Kit

+ 2 εμφυτεύματα

Περιεχόμενα

- 1 Θήκη με καπάκι
- 1 Λαβή χειρός
- 1 Οδηγό τοποθέτησης με τη λαβή χειρός
- 1 Οδηγό κοντό για τοποθέτηση με το χέρι
- 1 Οδηγό για τοποθέτηση με γωνιακή χειρολαβή
- 1 Κατσαβίδι σταυρό
- 2 Τρυπάνια 1,1mm και 1,3 mm
- Όλα κλιβανίζονται σε αυτόκαυστο
- Τα εργαλεία πωλούνται και μεμονωμένα

Τύποι εμφυτευμάτων Spider

K1-1,5mm

Short Neck

Ύψος αυχένα 1 mm

Μήκη 6,5mm
8,0mm
10,0mm



K1-1,5mm

Long Neck

Ύψος αυχένα 2 mm

Μήκη 6,5mm
8,0mm
10,0mm



Αυτοκοχλιούμενα
με διάμετρο
1,5 mm

Διάμετρος
κεφαλής 3,4 mm

K2-1,9mm

Short Neck

Ύψος αυχένα 1 mm

Μήκη 6,0mm
7,0mm
9,0mm
11,0mm



K2-1,9mm

Long Neck

Ύψος αυχένα 2 mm

Μήκη 6,0mm
7,0mm
9,0mm
11,0mm



Αυτοκοχλιούμενα
με σπείρωμα
διαμέτρου 1,9 mm

Διατίθενται αποστειρωμένα, έτοιμα για τοποθέτηση

Οδηγός τοποθέτησης κοντός

με συγρότηση εμφυτεύματος



Cross Tubes

□ .020"x.020"



Μήκος 2mm

Μάσκα τάξης III πλήρως ρυθμιζόμενη


- Ελαφριά, πλήρως ρυθμιζόμενη μάσκα για διόρθωση της τάξης III.
- Εφαρμόζει σε όλα τα πρόσωπα.
- Διαθέτει μαξιλάρια και αεραγωγούς για μεγαλύτερη άνεση.
- Με αυτή τη μάσκα πετυχαίνετε την καλύτερη δυνατή συμμόρφωση.




Camo

Pink Camo

MADE IN THE USA



ΕΞΩΣΤΟΜΑΤΙΚΑ



Flower

Flames

Pearl

Blue

Red

Green

Μάσκα τάξης III

Τύπου Delaire
ρυθμιζόμενες
Σε 2 μεγέθη



Θήκες εξωστοματικών



Nylon
σε 10
χρώματα

Αυχενικά μαξιλάρια

Βαμβακερά σε 5 χρώματα



Με 2 θέσεις για
στήριξη του
μηχανισμού έλξης





Εξωστοματικά τόξα

Κορυφαίας ποιότητας εξωστοματικά τόξα. Το εσωτερικό τους τόξο είναι ένα κομμάτι με αποστρογγυλεμένη διαβάθμιση λεπτού-χονδρού σύρματος. Συγκολλημένα με Laser.



Διαθέσιμοι τύποι:

- A. Εσωτερικό τόξο χωρίς αγκύλες.
Εξωτερικό τόξο σε 2 μεγέθη Short-Regular.
- B. Εσωτερικό τόξο με προσχηματισμένες αγκύλες σε 5 μεγέθη.
Εξωτερικό τόξο μέσου μεγέθους.
- Γ. Εσωτερικό τόξο με αγκύλες σε 5 μεγέθη.
Εξωτερικό τόξο κοντό.

No 1: 83 mm, No 2: 90 mm, No 3: 97 mm, No 4: 104 mm, No 5: 111 mm

Αυχενικά μαξιλαράκια

Βαμβακερά,
2χρωμα



High Pull

Ανθεκτικά
High Pull με
1 ή 2 θέσεις
για το
μηχανισμό
έλξης.



Χρώματα: Μπλε, Μαύρο, Κόκκινο, Μπλε Κοβαϊτίου,
2χρωμα: Κόκκινο/Μπλε, Μωβ/Μαύρο

Lip Bumpers

Με stop

Σε 5 μεγέθη:

76, 80, 84, 88, 92 mm



Ελατήρια έλξης ασφαλείας

Προσαρμόζονται σε όλα
τα αυχενικά μαξιλαράκια
και High Pull

Medium: 600g

Heavy: 750g

Συσκευασίες: 10 τεμ.



Chin Cups

Μαθακά, ρυθμιζόμενα Chin Cups.

Σε 2 μεγέθη

Ο ελαστικός ιμάντας που συνδέει
το High Pull με την επιγναθίδα
κολλάει με Velcro για ρύθμιση
μεγέθους και δύναμης.




 RELIANCE®
ORTHODONTIC PRODUCTS

Η RELIANCE (Η.Π.Α.) κατέχει ηγετική θέση στα συγκολλητικά ορθοδοντικής. Από το 1981 ως τώρα συνεχίζει να δημιουργεί κορυφαία συγκολλητικά για κάθε χρήση και για οποιαδήποτε επιφάνεια. Τα προϊόντα RELIANCE είναι αποτέλεσμα εκτεταμένης έρευνας και κλινικής αξιολόγησης για τουλάχιστον 2 χρόνια πριν την κυκλοφορία τους με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια. Η πρώτη θέση στις προτιμήσεις επιβεβαιώνει την αξία των προϊόντων RELIANCE.



Η εταιρεία μας, είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος των προϊόντων RELIANCE για την Ελλάδα. Διαθέτουμε πιστοποίηση για την ορθή διακίνηση Ιατροτεχνολογικών προϊόντων.



RELIANCE
UNIVERSITY

<https://relianceu.tech>

Στην online εκπαιδευτική - ενημερωτική πλατφόρμα της RELIANCE μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και λύσεις από τους κορυφαίους στις συγκολλήσεις της Ορθοδοντικής



ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Assure Plus® **Best Seller!**

Συγκολλητικός παράγοντας
για όλες τις επιφάνειες



Η εξέλιξη του μοναδικού Assure Sealant. Με τον Assure Plus® μπορείτε να κολλήσετε σε οποιαδήποτε επιφάνεια χωρίς άλλα επιπλέον ειδικά βοηθήματα. Η συγκόλληση σε υγιή ή μη αδαμαντίνη, στεγνή ή υγρή αδαμαντίνη, σε αμάλγαμα, χρυσό, ρητίνη, ακρυλικό, πορσελάνη, ζirkονία και σε οδοντίνη γίνεται με τον Assure Plus®. Συνδυάζεται με όλες τις φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Assure® Sealant



Πολυτάλαντος φωτοπολυμεριζόμενος συγκολλητικός παράγοντας. Κατάλληλος για υγρή και στεγνή αδαμαντίνη. Επίσης συγκολλείται απευθείας σε ρητίνη, πηλαστική, ακρυλική και μεταλλική επιφάνεια (αμάλγαμα), χωρίς επιπλέον βοηθήματα. Περιέχει ειδικό ενισχυτικό ώστε να συγκολληθεί ισχυρά σε μη υγιή αδαμαντίνη. Συνδυάζεται εξαιρετικά με τις πάστες GoTo®, Light Bond, Pad Lock. Απελευθερώνει φθόριο.

LED Pro-Seal®

Προστασία και ισχυρή συγκόλληση



Ισχυρός φωτοπολυμεριζόμενος συγκολλητικός παράγοντας που ταυτόχρονα προστατεύει την αδαμαντίνη για τουλάχιστον 24 μήνες. Είναι ο μόνος παράγοντας με παραμονή στα δόντια και προστασία για όλο το διάστημα της θεραπείας. Εξαιρετική επιλογή σε ασθενείς με ελλιπή στοματική υγιεινή. Συνδυάζεται με όλους τους τύπους φωτοπολυμεριζόμενων ρητινών.

Light Bond Sealant®



Ο κλασικός φωτοπολυμεριζόμενος συγκολλητικός παράγοντας της RELIANCE. Εξαιρετική αντοχή συγκόλλησης σε στεγνό πεδίο. Παραμένει και προστατεύει την αδαμαντίνη για μεγάλο διάστημα. Απελευθερώνει φθόριο.

ULTRA S.E.P.



Ο ταχύτερος τρόπος συγκόλλησης Χωρίς οξύ και ξέπλυμα

Το πρώτο No Mix ορθοδοντικό Self Etch Primer

Με το ULTRA SEP η συγκόλληση ολοκληρώνεται ταχύτατα και αποτελεσματικά.

Εφαρμόζεται απ' ευθείας, χωρίς ανάμιξη, στην αδαμαντίνη. Για κάθε συγκόλληση, αγκίστρων, σωληνίσκων, ανύψωσης δέξης.

Διαδικασία

- Με βουρτσάκι Microbrush τρίβουμε το σημείο συγκόλλησης για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα
- Στεγνώνουμε με αέρα. Η επιφάνεια πρέπει να μείνει στεγνή.
- Προαιρετικά, εφαρμόζουμε Assure Plus και στεγνώνουμε με αέρα.
- Τοποθετούμε το άγκιστρο με φωτοπολυμεριζόμενη πάστα και πολυμερίζουμε



GoTo® Το νέο standard στη συγκόλληση αγκίστρων

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ



Η φωτοπολυμεριζόμενη ρητίνη GoTo® είναι ένα μεγάλο βήμα προόδου. Υπερκαλύπτει τα κορυφαία standards των προϊόντων Reliance στην ισχύ συγκόλλησης προσφέροντας ταυτόχρονα εξαιρετική ευκολία χρήσης. Η εξελιγμένη πάστα GoTo® διαθέτει υφή που την κάνει μοναδικά εύχρηστη στην εφαρμογή στο άγκιστρο, στη σταθερότητα τοποθέτησης του αγκίστρου και στον καθαρισμό της περίσσειας περιφερειακά της βάσης.

Συνδυάζεται άριστα με:

Assure, Assure Plus και Light Bond Sealants.

Υπερτερεί σε κάθε σύγκριση.



GoTo® Color Change

Η νέα GoTo® που αλληάζει χρώμα.

Αρχικό χρώμα πάστας ροζ για να φαίνεται κατά την τοποθέτηση.

Με τον πολυμερισμό γίνεται ημιδιαφανής, σχεδόν αόρατη.

Συνδυάζεται με Assure, Assure Plus και Light Bond Sealants.



Pad Lock®


Η Pad Lock® της Reliance είναι μια σημαντική εξέλιξη στα φωτοπολυμεριζόμενα συγκολλητικά αγκίστρων.

Είναι η μόνη που κάνει και χημικό δεσμό με μεταλλικές επιφάνειες, αυξάνοντας έτσι την ισχύ του δεσμού με τη βάση μεταλλικών αγκίστρων.

Με την Pad Lock® μειώνονται οι αποκολλήσεις που συμβαίνουν μεταξύ πάστας και βάσης αγκίστρου. Σημαντικό όφελος υπάρχει επίσης κατά την αφαίρεση του αγκίστρου, καθώς η μεγαλύτερη ποσότητα της ρητίνης παραμένει στη βάση μειώνοντας το χρόνο καθαρισμού του δοντιού.

Είναι εξαιρετική για συγκόλληση κάθε αισθητικού ή μεταλλικού αγκίστρου.

Συνδυάζεται με τους συγκολλητικούς παράγοντες Assure, Assure Plus, Light Bond, Pro Seal.



KIT: 18 g πάστα, 6 cc Sealant, αδροποιητής, βοηθήματα

KIT με 4 σύριγγες + ASSURE sealant 6cc

KIT με 4 σύριγγες + Light Bond sealant 6cc

Light Bond™

«Διαχρονική Αξία»

Φωτοπολυμεριζόμενη ρητίνη με εξαιρετική ποιότητα συγκόλλησης.

Απελευθερώνει φθόριο. Συνδυάζεται με τους συγκολλητικούς παράγοντες Light Bond ή τον υδρόφιλο Assure, Assure Plus και τον προστατευτικό Pro seal.

Σε νέες εύχρηστες σύριγγες.

KIT: 20g πάστα, 6cc Sealant, αδροποιητής, βοηθήματα

KIT με 4 σύριγγες + ASSURE sealant 6cc

KIT με 4 σύριγγες + Light Bond sealant 6cc

KIT με 4 σύριγγες + ASSURE PLUS 6cc





T.K.O.® Ρητίνη Πολλαπλών χρήσεων Pink & Clear

Η νέα TKO® της RELIANCE είναι πολυχρηστική ρητίνη με υψηλή αντοχή για χρήση στο ιατρείο και το εργαστήριο.

- Η ρευστότητά της, σε συνδυασμό με τα λεπτά ρύγχη την κάνουν εξαιρετικά εύχρηστη.
- Δίνει λεία επιφάνεια, ανθεκτική στην αποτριβή.
- Η χαμηλού βαθμού ελαστικότητά της την κάνει άνετη για τον ασθενή.
- ➔ Ροζ για ευκολία στην τοποθέτηση και την αφαίρεση.
- ➔ Διαφανής για αισθητικό αποτέλεσμα.




Σύριγγα 3,4g + ρύγχη



Ανύψωση δέξης



Attachments



Επισκευή συσκευών

RELIAWAX® Φωτοποθυμεριζόμενο διαφανές gel προστασίας



Το RELIAWAX προστατεύει και ανακουφίζει από ενοχλήσεις που προέρχονται από άγκιστρα, Hooks, σύρματα.

Το RELIAWAX:

- Τοποθετείται εύκολα και φωτοποθυμερίζεται
- Είναι απολύτως διαφανές
- Αφαιρείται εύκολα σε ένα κομμάτι με ανιχνευτήρα ή ξέστρο
- Παραμένει στο σημείο για μεγάλο διάστημα
- Είναι πιο εύχρηστο από Flow ρητίνες

Σύριγγα 1,5g + 10 ρύγχη

L.C.R.® Ρευστή φωτοποθυμεριζόμενη ρητίνη

Ισχυρή ρητίνη για συγκόλληση γλωσσικών συγκρατητικών και δημιουργία attachments.

Δίνει λεία και ανθεκτική στην αποτριβή επιφάνεια.

Συνδυάζεται εξαιρετικά με Assure, Assure Plus, Light Bond Sealants



Χρώμα B1

Λαβή Mark II για κάψουλες ρητίνης

Tips 5g:
Σύριγγα 5g:



Συγκολλητικά & Σύρματα για Lingual Retainers Εξαιρετικές λύσεις από τη Reliance

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ

Flow Tain™

Best Seller!



Σύριγγα 1,5g με 10 ρύγχη

Ρευστή φωτοπολυμεριζόμενη ρητίνη, ειδικά σχεδιασμένη για τη συγκόλληση γλωσσικών τόξων συγκράτησης και δημιουργία attachment.

Είναι σκληρότερη και με χαμηλότερη ελαστικότητα, από τις ρητίνες συγκόλλησης αγκίστρων, ιδιότητες που είναι σημαντικές για τη συγκόλληση γλωσσικών συγκρατητικών.

Η ευκολία χρήσης της είναι μοναδική λόγω του λεπτού κεκαμμένου μεταλλικού ρύγχους.

Συνδυάζεται με τους συγκολλητικούς παράγοντες Assure, Assure Plus, Light Bond, Pro Seal

Χρώμα A2

Bond•a•Braid

Lingual Retainer



Συσκευασία: 10 TEM.

Παθητικό, πεπλητυσμένο πολύκλωνο σύρμα St. Steel για κατασκευή γλωσσικών τόξων συγκράτησης.

Best Seller!

Διαμορφώνεται εύκολα, ακόμη και ενδοστοματικά, χωρίς κίνδυνο παραμονής τάσης στο σύρμα.

Διαθέτει πολύ χαμηλό προφίλ, για αποφυγή επαφών.

Υπερέχει έναντι των κοινών πολύκλωνων συρμάτων σε ευχρηστία, σταθερότητα και ασφάλεια.



Διάσταση: .027" x .012"
0.69 mm x 0.29 mm

St. Steel

Best Seller!

Ortho-Flextech™

Η κορυφαία επιλογή

Αλυσίδα από ατσάλι ή χρυσό 14 k για κατασκευή Lingual Retainers.

Η πιο εύχρηστη και αξιόπιστη επιλογή για την ακινητοποίηση.

Δεν χρειάζεται προδιαμόρφωση, απλά την τοποθετείτε στα δόντια και την κολλάτε.

Απόλυτα παθητική.

St. Steel

Μη αδροποιημένη

Αδροποιημένη



Συσκευασία: Ρολό 30"

Gold



Gold

Gold Nickel Free

RETAINIUM™ & XL RETAINIUM™

Nickel Free

Titanium



Διάσταση: .027" x .012"
0.69 mm x 0.29 mm

Διάσταση: .027" x .016"
0.69 mm x 0.43 mm

Εξαιρετική πρόταση από τη Reliance για τα Lingual Retainers. Παθητική, πεπλητυσμένη, χαμηλού προφίλ ράβδος τιτανίου. Διαμορφώνεται εύκολα και ταυτόχρονα είναι ισχυρό σε κάμψη και στρέψη, στα μεσοδόντια διαστήματα.

Το τιτάνιο είναι απόλυτα βιοσυμβατό και κατάλληλο για μακρόχρονη παραμονή στο στόμα.

Δεν επηρεάζει MRI εξέταση

Συσκευασία: 10 TEM.



Rely•a•Bond® Το κορυφαίο αυτοπολυμεριζόμενο No Mix συγκολλητικό

Χημικά πολυμεριζόμενη ρητίνη No mix για συγκόλληση αγκίστρων.



KIT: 4x3,5g πάστα, 16g primer, αδροποιητής 9g, βοηθήματα

Η πάστα του Rely•a•Bond είναι μοναδικά εύχρηστη και σταθερή στη φάση της συγκόλλησης. Εξασφαλίζει ισχυρότατες συγκολλήσεις. Έχει εξαιρετική συμπεριφορά κατά την αφαίρεση των αγκίστρων, μειώνοντας το χρόνο καθαρισμού των δοντιών. Απελευθερώνει φθόριο.

Αξεπέραστο σε κάθε του ιδιότητα.



Σύριγγα 3,5g
Primer 16g

Βοηθήματα συγκολλήσεων



Porc-Etch™

Το κορυφαίο βοήθημα για συγκόλληση σε πορσελάνη



Porcelain Conditioner



Ο συνδυασμός της αδροποίησης Porc-Etch και του Porcelain Conditioner επιλύουν τη δυσκολία συγκόλλησης σε πορσελάνη. Συνδυάζονται με κάθε τύπο ρητίνης. Εξασφαλίζουν ισχύ συγκόλλησης σε πορσελάνη αντίστοιχη με αυτήν στην αδαμαντίνη.

Plastic Conditioner



Ενισχύει το δεσμό της ρητίνης με πλαστικό, ακρυλικό, ρητίνη. Εφαρμόζεται στη βάση πλαστικών αγκίστρων και σε κάθε συνθετική επιφάνεια όπως ρητίνη, ακρυλικό, πλαστικό.

Αδροποιητικά

Φωσφορικό οξύ 37% για την αδροποίηση της αδαμαντίνης. Σε υγρή μορφή ή σε gel που έχει μεγαλύτερη σταθερότητα πάνω στα δόντια.



Συσκευασίες:
Υγρό σε φιαλίδιο 9gm
Υγρό σε φιαλίδιο 23gm
Gel-Σύριγγα 6,5gm + 20 ρύχνη

Metal Primer



Ενισχύει το δεσμό της ρητίνης με κάθε μεταλλική επιφάνεια, όπως το αμάλγαμα.

Phase II ΤΑ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΑ



KIT: 36g πάστα, 14g sealant, 9g αδροποιητής, βοηθήματα.
Η πάστα διατίθεται σε βαζάκια ή σύριγγες

Ζητείστε μας πληροφορίες για την έμμεση συγκόλληση

Το χημικά πολυμεριζόμενο συγκολλητικό δύο συστατικών της Reliance Phase II δίνει λύση στις "δύσκολες" συγκολλήσεις, όπως στους γομφίους ή στη γλωσσική τεχνική, καθώς είναι εντυπωσιακά ισχυρό.

Ο συνδυασμός Phase II και Maximum Cure είναι ο πλέον προτεινόμενος για τη γλωσσική τεχνική

TEM. 7g

TEM. 20g

Maximum Cure Sealants



Χημικά πολυμεριζόμενος παράγοντας δύο συστατικών, A & B. Είναι ο ισχυρότερος συγκολλητικός παράγοντας της αγοράς.

Συνδυάζεται εξαιρετικά με το Phase II αλλά και με κάθε φωτοπολυμεριζόμενη ρητίνη.



Αξιόπιστη συγκόλληση δακτυλίων - ανύψωση δήξης

Ultra Band-Lok No Mix

No mix φωτοπολυμεριζόμενο συγκολλητικό δακτυλίων, συνδυασμός υαλοϊονομερούς κονίας και ρητίνης.

Το Ultra Band-Lok τοποθετείται απ' ευθείας στο δακτύλιο.

Εξοικονομεί χρόνο και παρέχει αξιόπιστη συγκόλληση.

Κυκλοφορεί σε δύο χρώματα πάστας, μπλε που διακρίνεται και καθαρίζεται ευκολότερα και λευκή.

Ιδανικό για ανύψωση δήξης

Ultra Band Luer Lok

Σύριγγα με λεπτό ρύγχος για ακριβή έλεγχο ροής. Ιδιαίτερα χρήσιμη στην ανύψωση δήξης.

Σύριγγα 5g + ρύγχη



Σύριγγα 5g

Μπλε
πάστα

Λευκή
πάστα



Απελευθερώνει φθόριο

Band-Lok Self mixing

Συγκολλητικό δύο συστατικών

Ο συνδυασμός υαλοϊονομερούς κονίας και ρητίνης που περιέχει, εξασφαλίζει ισχυρότατες συγκολλήσεις.

Το Band-Lok είναι αυτό και φωτοπολυμεριζόμενο.

Έτσι, ακόμη και στις περιπτώσεις που ο φωτοπολυμερισμός δεν είναι πλήρης, το Band-Lok θα πολυμεριστεί μόνο του.

Με το Band-Lok είστε σίγουροι για την επιτυχία της συγκόλλησης. Κυκλοφορεί σε δύο αποχρώσεις πάστας, λευκή και μπλε.

Απελευθερώνει φθόριο

Ιδανικό για ανύψωση δήξης

Διπλή σύριγγα 5+5g και ρύγχη αυτοανάμιξης



Λευκή
πάστα

Μπλε
πάστα

GLASSLOK™

Φωτοπολυμεριζόμενη υδρόφιλη κονία για δακτυλίους

Πρωτοποριακή υαλοϊονομερής κονία της RELIANCE

Σε 2 αποχρώσεις

- Διπλού πολυμερισμού, με φως ή χημικά
- Συγκολλείται ισχυρά στα μέταλλα
- Συγκολλείται σε υγρές επιφάνειες από νερό, σέληο, αίμα
- Απελευθερώνει φθόριο, προστατεύει την αδαμαντίνη
- Σε 2 χρώματα, μπλε και λευκό



Kit 15g



Κατά την αφαίρεση δακτυλίων η GlassLok μένει στο τοίχωμα μειώνοντας το χρόνο καθαρισμού των δοντιών.



Αναλογία μίξης
2 μεζούρες κονία
1 σταγόνα υγρό



ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ

Microbrush

- Ακριβής τοποθέτηση υγρών
- Στέλεχος που κάμπτεται
- Οικονομία στη χρήση υγρών



Συσκευασία 100 TEM



Regular



Fine

Βουρτσάκια

Benda Brush

Μήκος 10 cm
Με κεφαλή που κάμπτεται

Συσκευασία 250 TEM



Λαβή και βουρτσάκια κοντά



Λαβή



Βουρτσάκια 250 TEM

Χαρτί ανάμιξης

Αδιάβροχα χαρτάκια ανάμιξης

Μπλοκ 50 φύλλων
Μεγέθη:
2,5" x 2,5"
3,5" x 5" - 3 μπλοκ



Μικροσφουγγαράκια

Δίνουν καλό έλεγχο και ακρίβεια
στη τοποθέτηση υγρών.
Εξοικονομούν αδροποιητικό
και primer.



Συσκευασία 500 TEM

Οξείδια Αλουμινίου για αμβολή



50 μ
για ενδοστοματική
χρήση

90 μ
για εξωστοματική
χρήση

Συσκευασία: 500 g

1st and Final


Πάστα καθαρισμού
και γυαλίσματος δοντιών



- Χωρίς φθόριο
- Χωρίς λάδι
- Σε ατομικές συσκευασίες

Συσκευασία 200 TEM

Η επιτυχημένη συγκόλληση αγκίστρων, δακτυλίων και εξαρτημάτων προϋποθέτει σωστό καθαρισμό των δοντιών.
Το 1st and Final σας εξασφαλίζει την επιτυχία του πρώτου βήματος.



Nola Dry Field System


Σε 2 μεγέθη:

Small - Κόκκινο για παιδιά

Large - Λευκό για εφήβους και ενήλικους

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ NOLA DRY FIELD SYSTEM

Nola Cheek Retractor



'Y' Connector + Adapter



Συσκευασία 4 TEM

Tongue Guard



Συσκευασία 2 TEM

Το αρτιότερο σύστημα για συγκράτηση παρειών και γλώσσας. Εξασφαλίζει στεγνό περιβάλλον καθώς συνδέεται με τη αναρρόφηση. Το οπτικό πεδίο είναι άριστο καθώς και η πρόσβαση στα δόντια παρειακά και γλωσσικά.

Παρειοκάτοχα εύκαμπτα

Λευκά σε 2 μεγέθη.
Κλιβανίζονται
σε αυτόκαυστο (121°C)



Συσκ.: 2 TEM

Παρειοκάτοχα



Συσκ.: 2 TEM

Απολύμανση σε διάλυμα

Παρειοκάτοχα με συγκράτηση γλώσσας



Σε 3 μεγέθη.
Κλιβανίζεται (121°C)

Full Access Retractor

- Άριστη πρόσβαση στο στόμα
- Ισχυρή κατασκευή
- Κλιβανίζεται σε αυτόκαυστο ή ξηρό κλίβανο
- Με ενδοστοματικές προεκτάσεις για καλύτερη συγκράτηση παρειών
- Σε 2 μεγέθη



Παρειοκάτοχο

Εργονομικό εύκαμπτο παρειοκάτοχο με μακριές λαβές. Υψηλή αντοχή.



Σε 1 μέγεθος.
Κλιβανίζεται σε αυτόκαυστο (121°C)



Καθρέπτες φωτογράφησης

Γυάηνοι

Καθρέπτες φωτογράφησης με ανθεκτική επικάλυψη χρωμίου και στις 2 όψεις. Δίνουν ακριβή είδωλα, χωρίς αντακλάσεις. Κλιβανίζονται σε αυτόκαυστο.



Υπερώιος μακρύς παιδιών, ενηλίκων



Υπερώιος παιδιών



Υπερώιος ενηλίκων



Γλωσσικός



Παρειακός

Μεταλλικοί διπλού άκρου



Υπερώιος ενηλίκων/ παιδιών



Υπερώιος ενηλίκων/ Παρειακός ενηλίκων



Υπερώιος ενηλίκων/ παιδιών



Υπερώιος παιδιών/ Παρειακός παιδιών



Γλωσσικός



Παρειακός ενηλίκων/ παιδιών



Παρειακός

Παρειοκάτοχα φωτογραφήσεων



Ζεύγος:



Ζεύγος:

Διπλού άκρου
Αποστείρωση σε αυτόκαυστο (121 °C)



Retract - EEZ Photo Lip Retractor

Ο καταλληλότερος διαστολέας για υπερώια φωτογράφιση



Lip Retractor


Για υπερώιες φωτογραφίες

Σε 2 μεγέθη TEM



Ενός άκρου σε 2 μεγέθη
Αποστείρωση σε αυτόκαυστο (121°C)

Cheek Retractor




Ζεύγος ίδιου μεγέθους:



Mathieu

Για ελαστικές και συρμάτινες προσδέσεις



Ιδιαίτερα ανθεκτικά, με κορυφαία σχέση ποιότητας/τιμής.


Bite Sticks

Πολύ ανθεκτικά. Κληβανίζονται σε αυτόκαυστο.



Band Seater

Με ελατήριο



Offset Tip
Straight Tip

Separator Plier



Distal Bender

Διπλού άκρου .018" και .030"




Κάμπει εύκολα τα τόξα St. Steel, στρογγυλά και ορθογώνια, άπω του σωληνίσκου.



Pusher Scaler

Για αφαίρεση προσδέσεων, ρητίνης και τοποθέτηση δακτυλίων. Έχουν χαμηλό βάρος και άνετη λαβή.



Υψομετρητές



St. Steel

Κληβανίζεται σε αυτόκαυστο (121°C)



Διαθέτει άκρα με άρθρωση για εύκολη πρόσβαση στα οπίσθια δόντια.

Λαβίδες Αγκίστρων

Λαβίδες τοποθέτησης αγκίστρων. Σταθερή συγκράτηση. Με ληπίδα οδήγησης του αγκίστρου στο πίσω μέρος. Για εμπρόσθια και οπίσθια τοποθέτηση.




Microetcher II

Η δημοφιλέστερη συσκευή αμμοβολής με οξείδια Al

- Καθαρίζει, αδροποιεί άγκιστρα και δακτυλίδες
- Αδροποιεί αδαμαντίνη, κεραμικές, μεταλλικές και ακρυλικές επιφάνειες
- Εξοικονομεί χρόνο και χρήματα στο ιατρείο


A. Microetcher II με κληβανιζόμενο ρύγχος

B. Microetcher IIA πλήρως κληβανιζόμενο



Πριν

Μετά



Ταχυσύνδεσμος Microetcher II για τη σύνδεση με τον αέρα



Τα εργαλεία της Hu-Friedy είναι το μέτρο σύγκρισης στην ποιότητα, τη διάρκεια, τη λειτουργικότητα. Κατασκευάζονται στις Η.Π.Α. με γερμανικό ατσάλι. Ο εργονομικός σχεδιασμός, το μοναδικό satin φινίρισμα, οι αξιόπιστες αρθρώσεις σε συνδυασμό με την αξεπέραστη αντοχή στο χρόνο σας εξασφαλίζουν πλήρη ικανοποίηση. Η Hu-Friedy δίνει εγγύηση για οξείδωση και κατασκευαστικά ελαττώματα για όλη τη διάρκεια ζωής του εργαλείου. Η πρώτη θέση στις προτιμήσεις των Ορθοδοντικών καταδεικνύει την αξία της Hu-Friedy και των εργαλείων της.

Κόφτες



678-101

Distal Cutter ≤ .021" x 025"
Safety Hold

678-102

Distal Fluch Cutter ≤ .021" x 025"

678-104

Hard wire Cutter ≤ .022"x.028"

678-103

Hard wire Cutter ≤ .022"x.028"

15°

678-105

Ligature Cutter ≤ .015"

678-106

Ligature Cutter ≤ .012"

678-107

Mini Ligature Cutter ≤ .012"

678-109

Mini Ligature Cutter ≤ .012"

678-110

Micro Mini Lig. Cutter ≤ .012"

15°

15°

Φροντίδα Εργαλείων

Λιπαντικό
εργαλείων

Για αυτόκαυστο



Shine reNew

Μαντηλάκια καθαρισμού εργαλείων



Αφαιρούν κατάλοιπα και κηλίδες από οξείδωση, λιπαντικά, αποθιμαντικά και ανανεώνουν την εμφάνιση των εργαλείων. Για ατσάλι, χαλκό και ανοδιωμένο αλουμίνιο.

Συσκ. 20 TEM

Δακτύλιοι
εργαλείων

Σε πολλά χρώματα



Συσκευασία 50 TEM



Πένσες

ΕΡΓΑΛΕΙΑ



678-201

Weingart



678-202

Weingart Slim



678-204

How Angled



678-207

Band Remover



678-206

Adhesive Remover



678-210

Separating



678-219

Bracket Remover



678-220L

Bracket Remover Angled



678-302

3 Jaw



678-304

Bird Beak



678-305

Bird Beak with Groove




678-326

Bird Beak Long Tepered



678-322

Niti Bending



678-328-020

Torquing with Key



678-308
678-307
678-307S

Tweed Plier

1,78mm
1,27mm
0,64mm



678-310

De la Rosa



678-309

Lingual Arch



678-303

Omega Looping



678-306

Tweed Loop



678-316

Marcotte



678-312

Mini 3-Jaw



678-318

Bird Beak Light Wire



678-301

Jarabak



678-320

Adams



678-340
678-341
678-342

Step

0,50 mm
0,75 mm
1,00 mm

Για ελαστικές
και μεταλλικές
προσδέσεις

678-330

Mathieu Slim

Για μεταλλικές
προσδέσεις


678-331

Mathieu-Wide

Για μεταλλικές
και ελαστικές
προσδέσεις

678-332

Mathieu-Carbide tips



Stand εργαλείων






Slim Line

Εξαιρετική σειρά Slim εργαλείων από τη Hu-Friedy κατασκευασμένη με την τελειότητα που διακρίνει κάθε εργαλείο της Hu-Friedy. Έχουν λεπτότερα άκρα, λεπτότερο προφίλ και στρογγυλεμένες ακμές.

Προσφέρουν:

- Ευκολία και ασφάλεια στην ενδοστοματική εργασία
- Καλύτερο οπτικό πεδίο
- Περισσότερη άνεση για τον ασθενή
- Εξοικονόμηση χρόνου εργασίας






Lingual Line

Οι χειρισμοί στη γλωσσική τεχνική είναι ιδιαίτεροι και δυσκολότεροι.


Μπορούν να γίνουν ευκολότεροι με τη σειρά εργαλείων Lingual της Hu-Friedy®.

Σχεδιάστηκε και κατασκευάζεται, με τα υψηλότερα standards, αυτά της Hu-Friedy®.







Μικροεργαλεία





Clear Collection

Η νέα σειρά εργαλείων Clear Collection της HuFriedy σχεδιάστηκε ειδικά για το χειρισμό των Clear Aligners. Με τη χρήση των 8 πενσών διευρύνονται σημαντικά οι δυνατότητες των θεραπειών με Aligners. Με απλούς χειρισμούς μπορούν να επιτευχθούν ευκολότερα και ταχύτερα θεραπευτικοί στόχοι που ήταν δύσκολοι ή ανέφικτοι στο παρελθόν.





CLEAR-ALIGNER®

Καταξιωμένη

Αποτελεσματική


Προσιτή

Οι θεραπείες με διαφανείς νάρθηκες αποτελούν ένα σημαντικό μέρος των ορθοδοντικών εργασιών.

Η τεχνική CA CLEAR ALIGNER® κατέχει ξεχωριστή θέση στις θεραπείες με aligners. Το πρωτόκολλο εργασίας της CLEAR ALIGNER® έχει τεκμηριωμένα υψηλή αποτελεσματικότητα σε πλειάδα περιστατικών. Σημαντικό πλεονέκτημα της τεχνικής CLEAR ALIGNER® είναι η ταχεία επίτευξη των θεραπευτικών στόχων με ταυτόχρονη συγκράτηση του κόστους θεραπείας.

Εργασία με σειρές 3-ναρθήκων

Σε κάθε στάδιο της θεραπείας με CA CLEAR ALIGNER® χρησιμοποιούνται 3 πάχη ναρθήκων για διάστημα 4 εβδομάδων.



Οι μετακινήσεις των δοντιών ορίζονται από το πρωτόκολλο της CLEAR ALIGNER® και δεν ξεπερνούν το 0,5 mm στο 1ο στάδιο και το 1 mm στα επόμενα στάδια. Ο λεπτός εναρκτήριο νάρθηκας 0,5 mm εφαρμόζει καλύτερα στα δόντια στην αρχή κάθε σταδίου (πολύ σημαντικός παράγοντας για την αποτελεσματικότητα) και εκκινεί τις μετακινήσεις. Με τους δύο επόμενους - παχύτερους νάρθηκες ολοκληρώνονται και παγιώνονται οι επιθυμητές μετακινήσεις.

Οι μετακινήσεις γίνονται ψηφιακά και η κατασκευή των ναρθήκων γίνεται σε συσκευές υψηλής ακρίβειας BIOSTAR ή MINISTAR με τα εξαιρετικά για τη χρήση αυτή φύλλα της SCHEU-DENTAL, όπως το CA Pro και το UNIQ.



**CA[®] Pro** Μεγαλύτερη ελαστικότητα – Σταθερές δυνάμεις


Προηγμένο φύλλο ναρθήκων για aligners με ενσωματωμένο ελαστομερές στρώμα

Το φύλλο CA[®] Pro θέτει νέα δεδομένα στις θεραπείες με aligners.

Διαθέτει ένα στρώμα ελαστομερούς που περικλείεται από δύο στρώματα εύκαμπτου σκληρού υλικού.

Εξασφαλίζει καλύτερη εφαρμογή των ναρθήκων στα δόντια, ήπιες σταθερές δυνάμεις για μεγαλύτερο διάστημα και μικρότερη παραμόρφωση του νάρθηκα κατά τη χρήση συγκριτικά με τα κοινά φύλλα.

Είναι πιο άνετο για τον ασθενή και επιταχύνει την πρόοδο της θεραπείας.

CA[®] Pro

Καινοτόμος δομή φύλλου με 3 στρώματα





Διαθέσιμο στα 3 πάχη της τεχνικής
CA[®] CLEAR ALIGNER

CA [®] Pro 0,5 mm	Ø 125 mm	3640
CA [®] Pro 0,625mm	Ø 125 mm	3641
CA [®] Pro 0,75 mm	Ø 125 mm	3642

CA [®] Pro + 0,5 mm	Ø 125 mm	3644
CA [®] Pro + 0,625 mm	Ø 125 mm	3645
CA [®] Pro + 0,75 mm	Ø 125 mm	3646

Με διαχωριστική μεμβράνη στη μία πλευρά του φύλλου

Συσκευασίες: 10 τεμ. & 100 τεμ.

Παραμόρφωση φύλλου**Απώλεια ασκούμενης δύναμης**



UNIQ+ pd

Η ΕΞΕΛΙΞΗ

Προηγμένο φύλλο για Aligners από τη SCHEU-DENTAL

Τα φύλλα UNIQ pd είναι η πλέον προηγμένη επιλογή στις θεραπείες με Aligners, καθώς εξασφαλίζουν τη μέγιστη αποτελεσματικότητα με χρήση ενός μόνο στρώματος υλικού. Το UNIQ pd ανθίσταται στις πιέσεις που ασκούνται στους νάρθηκες κατά τη θεραπεία. Έχει εξαιρετική επαναφορά/μνήμη και αντοχή στην παραμόρφωση.

Η μοναδική σύσταση των UNIQ pd διασφαλίζει την άσκηση σταθερά ήπιων δυνάμεων και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με άλλα μονοστρωματικά φύλλα, δηλαδή αυτό που χρειάζεται κάθε ορθοδοντική θεραπεία.





Με το UNIQ + pd εξασφαλίζετε:

- Γρήγορη επίτευξη του θεραπευτικού αποτελέσματος
- Άριστη αίσθηση άνεσης στον ασθενή

Προτεινόμενο πάχος φύλλου για γενική χρήση 0,625 mm

Τάση ερπυσμού

Παραμόρφωση σε συνεχείς φορτίσεις-αποφορτίσεις



Συσκευασίες:
10 τεμ.
100 τεμ.

Διαθέσιμο σε 3 πάχη

UNIQ + pd 0,5 mm	Ø 125 mm	3651
UNIQ + pd 0,625 mm	Ø 125 mm	3652
UNIQ + pd 0,75 mm	Ø 125 mm	3653

Με διαχωριστική μεμβράνη στη μία πλευρά

Strips για BIOSTAR 4Aligners

UNIQ pd+ 0,5 mm, 499x144 mm	3657
UNIQ pd+ 0,625 mm, 499x144 mm	3658
UNIQ pd+ 0,75 mm, 499x144 mm	3659



CA® Buttons διαφανή



Συγκολλώνται
σε νάρθηκες
και σε δόντια

Συσκευασία: 10 τεμ.
Συσκευασία: 100 τεμ.

EPIGLU®

Συγκολλητικό
χημικού
πολυμερισμού
για συγκόλληση
εξαρτημάτων σε
νάρθηκες.
Κατάλληλο για
χρήση στο στόμα.
Φιαλίδιο 3g



Bond Aligner



Σύριγγα 1,5g + ρύγχη

Φωτοπολυμεριζόμενη
ρητίνη για συγκόλληση
των πλαστικών buttons
και όλων των εξαρτημάτων
σε νάρθηκες.
Εύχρηστο και αξιόπιστο.

Perfect A Smile

Φωτοπολυμεριζόμενη ρευστή ρητίνη για χρωματισμό νάρθκων σε σημεία με ελθιέποντα δόντια.
Εύκολη και αξιόπιστη αισθητική αποκατάσταση.

Αποχρώσεις B1, A2, A3.5



Συσκευασία: 5 g



Perfect A Smile Pontic Putty



Σύριγγα 5g

Φωτοπολυμεριζόμενη πάστα για κατασκευή προσωρινών δοντιών.
Πολύ χρήσιμη για προσωρινές αποκαταστάσεις ελθιέποντων δοντιών σε θεραπείες με Aligners.
Διαμορφώνεται με το χέρι. Συγκολλείται σε γύψινα και εκτυπώμενα εκμαγεία.

CA® Clear-Aligner Vector 40



Διεύρυνση με νάρθηκα



Εξελήκτρες που τοποθετούνται σε νάρθηκα aligner.
Δίνουν εύκολα την επιθυμητή διεύρυνση και μειώνουν
το χρόνο και το κόστος θεραπείας

TEM.



CA® Stripping Tools


Σέγες με διαμαντοταινία για stripping.

Οι σέγες διατίθενται σε:

5 αδρότητες

7 πάχη

Μίας ή δύο όψεων



Λαβή χειρός ευθεία – κεκαμμένη

CA® Clear-Aligner

Τσαντάκι ασθενή

Χρήσιμο για τους ασθενείς που ξεκινούν τη θεραπεία με CA® Clear - Aligner®.

Περιέχει όλα τα απαραίτητα σ' ένα βοηθικό τσαντάκι μεταφοράς.



ReliaPry Splint Remover

Εργονομικά γατζάκια για αφαίρεση ναρθήκων από τη RELIANCE



Συσκευασία: 10 τεμ.

ReliaBite Aligner Seaters

Ελαστικοί κύλινδροι για υποβοήθηση εφαρμογής των ναρθήκων Aligners από τη RELIANCE

Σε 4 χρώματα - γεύσεις:

Strawberry, Mint, Orange, Grape



Συσκευασία: 10 ζεύγη

Chewies™ Aligner Seaters

Βοηθούν στην καλύτερη εφαρμογή και δράση των Aligners.

Με ή χωρίς γεύση.




Συσκευασία: 10 ζεύγη



Splint Remover



Συσκευασία: 10 τεμ.



Stripping με χειρολαβή Stripping Tools


Περιεχόμενα kit:

- 5 Stripping tools
- 1 Opener tool
- 1 Παχύμετρο

ΣΕΤ



Opener tool



Το Opener είναι το εναρκτήριο tool. Κάνει γρήγορα την αρχική διάνοιξη και η εργασία με τα tools που ακολουθούν γίνεται ταχύτερα

Openers



0,1 mm



0,2 mm

TEM.




0,1 mm



0,15 mm

TEM.



0,2 mm



0,25 mm



0,3 mm

TEM.



0,4 mm



0,5 mm

Γωνιακές παλινδρομικές χειρολαβές για stripping



Ταινίες Stripping St. Steel

Μήκος: 15 cm

Μιας όψης - 0,1mm

Δύο όψεων - 0,2mm

Πλάτη: 4mm & 6mm

Συσκευασία: 12 τεμ




Παχύμετρο stripping CA

Ιδιαίτερα χρήσιμο για τη μέτρηση των διάκενων στο stripping.



Σε 5 πάχη
0,1 mm - 0,5 mm

Κλιβανίζεται
σε αυτόκαυστο



Διαμαντοταινίες Stripping NTI



Η καλύτερη
επιλογή
για stripping
με το χέρι.

Εύκαμπτες
διάτρητες
ταινίες μιας
όψης για stripping.
Έχουν επικάλυψη από
διαμάντι που δίνει σημαντικά
μεγαλύτερη διάρκεια από
τις κοινές ατσάλινες. Η αφαίρεση οδοντικής μάζας
είναι ταχύτερη και ευκολότερη λόγω των οπών τους.



Πλάτη: 2,5mm και 3,75mm
Αδρότητες: Medium, Fine, Super Fine
Διατίθενται και με οδοντωτό μεσαίο τμήμα
για ευκολότερη εισχώρηση στο μεσοδόντιο.
Κλιβανίζονται σε αυτόκαυστο

Συσκευασία: 10τεμ

ΦΡΕΖΕΣ - ΔΙΣΚΟΙ - ΤΑΙΝΙΕΣ

Διαμάντια stripping NTI



859 Long

Τεμ.

858 Short

Mosquito 392

Proxystrip Εύκολο - Αποτελεσματικό


Τα Proxystrip διαθέτουν διαμαντοταινία υψηλής αντοχής.
Ο εργονομικός σχεδιασμός τους κάνει το stripping
ευκολότερο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το χέρι
ή με τη χρήση της ειδικής λαβής. Ταινίες μιας όψης
σε 3 αδρότητες:

- Medium 0,13 mm
- Fine 0,10 mm
- Super Fine 0,08 mm
- Ταινία έναρξης
οδοντωτή 0,04 mm

Κλιβανιζόμενο



Τεμ.



Φρέζες αφαίρεσης ρητίνης Carbide

Εξαιρετικές φρέζες Carbide για αφαίρεση ρητίνης από τη Reliance.

Ασφάλεια και διάρκεια σε άριστη ισορροπία.

Σε πολλή σχήματα.

Για χειροθαβές υψηλών. 18 fluted



118S
Κυλινδρική κοντή



218
Κωνική θηπέτη



118L
Κυλινδρική μακριά



815
Για γλῶσσικές επιφάνειες

Για χειροθαβές χαμηλών

Συσκευασία: 5 τεμ.



Λάστιχα στίλβωσης RELIANCE

Χρησιμοποιούνται μετά τις carbide για το τελικό γυάλισμα των δοντιών. Διαθέσιμα για χειροθαβή υψηλών και χαμηλών.



Συσκευασία: 12 τεμ.

Φρέζες αφαίρεσης ρητίνης carbide NTI



Flame
H48L

Υψηλών



Cylinder
T21RX

Υψηλών
Χαμηλών



Football
Titan coated
T379X

Χαμηλών



Football
H379

Υψηλών
Χαμηλών



Taper
H283

Υψηλών
Χαμηλών



Taper
H375R

Υψηλών



Taper
H22ALGK

Υψηλών
Χαμηλών

Arkansas



Για χειροθαβές υψηλών και χαμηλών
Συσκευασία: 12 τεμ

Macrocomp λείανσης



Για χειροθαβές χαμηλών
Συσκευασία: 12 τεμ

Διαμάντια



Σε 4 αδρότητες
Τεμ.

Δίσκοι Stripping

Οι δίσκοι είναι ο ευκολότερος και ταχύτερος τρόπος για αφαίρεση οδοντικής μάζας. Χρησιμοποιούνται με ευθεία χειροθαβή.

Συσκευασίες:

2 δίσκοι + Mandrel



Μιας όψης – Πάχος 0,10mm

Δύο όψεων συμπαγείς – Πάχος 0,17mm

Metal Cutter


Κόβει οποιοδήποτε μέταλλο αποτελεσματικά και χωρίς κραδασμούς.

Για χειροθαβή υψηλών.




Μήκος: 4mm

Κλιβανίζονται σε αυτόκαυστο / 121 °C



Διαμάντια Stripping

Ειδικά σχεδιασμένα για ορθοδοντική χρήση



IPR KIT

Μεμονωμένα τεμ.

ΦΡΕΖΕΣ - ΔΙΣΚΟΙ - ΤΑΙΝΙΕΣ

Δίσκοι Stripping



Για ευθεία
ή γωνιακή
χειρολαβή

Πάχος: 0,2 mm
Διάμετρος: 18 mm

Τεμ.



Προστατευτικό
δίσκου

Τεμ.

Παχύμετρο Stripping



Με 6 πάχη: 0,1 - 0,5 mm
Κλιβανίζεται

Magic Strips

Σεγάκια με διαμαντοταινία για stripping

Πολυλειτουργικό για κάθε ανάγκη

Πάχη: 0,1 - 0,5 mm

- Χρήση με δάκτυλα
- Χρήση με λαβή χειρός
- Χρήση με παλινδρομική χειρολαβή

Ρυθμιζόμενη κυρτότητα ταινίας
με περιστροφή του κυλίνδρου



	Super Fine	Fine	Medium	Coarse	Coarse	Coarse
2 όψεων	0,10 mm	0,15 mm	0,23 mm	0,32 mm	0,40 mm	0,50 mm
1 όψης	1 όψης 0,09 mm	0,11 mm	0,15 mm	0,22 mm		



Opener
Οδοντωτό
0,05 mm

Μεμονωμένο Magic Strip:
Λαβή Magic Strip:

Magic-Strip kit
KIT 10 ΤΕΜ.:



A. Ταινίες 2 όψεων 4 x 2 + Opener x 2

B. Ταινίες 1ης και 2 όψεων 4+4 x 1 + Opener x 2



ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ

ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ

IMAGE™

Το Image είναι ένα από τα καλύτερα αλγινικά για ορθοδοντική χρήση. Έχει εξαιρετική ακρίβεια και ελαστικότητα. Έχει ευχάριστο, διακριτικό άρωμα μέντας. Ο χρόνος εργασίας του ορθοδοντικού Image είναι 2'.

Συσκευασίες:

Σακούλα 500g

Οικονομική κούτα με **10+1 δώρο** και μεζούρες

Διάρκεια
αποτυπώματος
100 ώρες



DuraLock® PLUS IMPRESSION TRAYS

Ασύγκριτα!!!



Τα Duralock PLUS είναι τα καλύτερα πηλαστικά δισκάρια. Είναι άκαμπτα και σταθερά. Συγκροτούν εξαιρετικά το αλγινικό και καθαρίζονται εύκολα.



TEM



Γεύσεις αλγινικού

Αρωματίζουν ευχάριστα το αλγινικό και βελτιώνουν τη συνεργασία κατά τη λήψη αποτυπώματος θεαματικά. Απλά προσθέστε μερικές σταγόνες κατά την ανάμιξη του αλγινικού.



- Strawberry
- Bubblegum
- Banana
- Mint
- Vanille
- Cola
- Orange
- Cherry

Συσκευασία:
Φιαλίδιο 59 ml

Μπολ και σπάθη ανάμιξης αλγινικού & γύψου

Μπολ
Σπάθη



Κερί λευκό σε ράβδους

Συσκευασία:
75 ράβδοι



Laminated Bite Wafers

Κερί για
δάγκωμα με
ενσωματωμένο
φύλλο
αλουμινίου

Συσκευασία:
24 τεμ.





Νάρθηκες προστασίας αθλητών Mouthguard 4Braces

ΕΙΔΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

Μονός
ΜπλεΕσωτερική αύλακα
για τα άγκιστραΚαλύπτει και μέρος
των κάτω δοντιώνΔιπλός
Μπλε

Ειδικοί νάρθηκες για αθλητές
που φορούν άγκιστρα.
Από ανθεκτικό στα χτυπήματα
ελαστικό υλικό.
Χωρίς προδιαμόρφωση.



Μαλακοί, άνετοι νάρθηκες
προστασίας αθλητών.
Προστατεύουν την άνω
και την κάτω γνάθο.
Με οπή αερισμού.
Σε 4 χρώματα



TEM



myobrace® FOR BRACES

Trainer για ασθενείς με άγκιστρα.

Με αύλακα-χώρο
εσωτερικά
για τα άγκιστρα.

myobrace®

Συσκευές που στοχεύουν στην
αποτροπή των μυοεπιδράσεων
και στην πρόληψη-διόρθωση
των ορθοδοντικών ανωμαλιών
που προκύπτουν από αυτές.
Βοηθούν σημαντικά πριν
ή και κατά τη διάρκεια της
ορθοδοντικής θεραπείας.

TEM



Παράγοντες όπως η αναπνοή
από το στόμα, η εκμύζηση
δακτύλου, η ώθηση με τη γλώσσα,
συνεισφέρουν ή και δημιουργούν
ορθοδοντικές ανωμαλίες.
Διορθώνοντας αυτούς τους
επιβαρυντικούς παράγοντες τα
myobrace λειτουργούν ευεργετικά
στη φάση ανάπτυξης του
προσώπου.
Έτσι διευκολύνουν τον Ορθοδοντικό
στην ορθοδοντική θεραπεία.
Σε 3 σκληρότητες.



ΕΙΔΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΕΙΔΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

RELIAWAX **NEO**

Φωτοπολυμεριζόμενο gel για προστασία-ανακούφιση.
Προσφέρει καλύτερη προστασία από ενοχλήσεις σε σχέση με το απλό κερί.
Μένει σταθερό μεταξύ των επισκέψεων.
Εύκολη εφαρμογή και αφαίρεση σε ένα κομμάτι



Κερί ανακούφισης με γεύσεις



Συσκ.: 50 TEM

Θήκες μηχανημάτων

Όμορφες, ανθεκτικές θήκες με θέση για το κλειδί της εξελίκτρας.

Συσκευασία: 25 TEM



Glow

Θήκες μηχανημάτων



Baθeιές



Pηxές

Μικτή Συσκ.: 25 TEM

Σετ υγιεινής ασθενή

Το kit περιέχει όλα τα απαραίτητα για τη στοματική υγιεινή του ορθοδοντικού ασθενή.



TEM

Περιεχόμενα kit:

- Ορθοδοντική οδοντόβουρτσα
- Μεσοδόντιο βουρτσάκι
- Κερί ανακούφισης
- Οδοντικό νήμα και θηλιές για το πέρασμα του νήματος

Πρακτικό δώρο για τους ασθενείς που ξεκινούν θεραπεία

Οδοντόβουρτσες μιας χρήσης με οδοντόκρεμα μέντα

TEM





Dr's Light
Wireless Curing Light

Πολυμερισμός σε 5 δευτερόλεπτα!

Ισχύς: 1.600 mw/cm²
Φάσμα λειτουργίας: 420-490 nm
Κορυφαία εργονομία
Κλιβανιζόμενο ρύγχος
6 Προγράμματα λειτουργίας

Uvex Skyper
Γυαλιά φωτοπολυμερισμού





Θήκες αποστείρωσης εργαλείων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 100 ΤΕΜ.

Διάσταση

90x230 mm

90x260 mm

140x250 mm

190x330 mm

Ανθεκτικές, με 3πλή στεγανοποίηση
και 2 δείκτες αποστείρωσης.

Για θερμοκρασίες 121 °C έως 134 °C



Μάσκες 3 φύλλων

με λάστιχο.



Συσκευασία:
50 ΤΕΜ.

Γαλάζιες, ροζ, πράσινες,
μωβ, κίτρινες, μαύρες,
πορτοκαλί.

Μάσκες KN95-FFP2



Υψηλή προστασία από ιούς, σταγονίδια,
σωματίδια.

5 στρωμάτων

Σε ατομική συσκευασία Τεμ.

Γάντια εξεταστικά

Latex, ελαφρά
πουδραρισμένα

Latex, χωρίς πούδρα


Νιτριλίου χωρίς
πούδρα

Συσκευασίες:
100 τεμ.



TruVision

Χαρτί
ιχνογράφησης
κεφαλομετρικών



Μπλοκ 100 φύλλων
ΤΕΜ



Σιελαντλίες

Χρώματα: μπλε, πράσινο, λευκό, πορτοκαλί, κίτρινο, μωβ, φούξια.




Συσκευασία: 100 TEM

Ποτηράκια πλαστικά



Συσκευασία: 100 TEM

Πετσέτες ασθενών



Χρώματα:

Γαλάζιο, μπλε, πράσινο, λευκό, κίτρινο, λαχανί, μωβ, πορτοκαλί, ροζ.

Αδιάβροχες

Συσκευασία: 500 TEM

Τολύπια



No 1 600 TEM

No 2 750 TEM

Dry Tips®

Σε 2 μεγέθη: SMALL, LARGE



Συσκευασία: 50 TEM

Κυπελλοειδή



TEM

Βουρτσάκια micromotor



Τρίχινα TEM



Nylon TEM

Cetron

Σκόνη καθαρισμού ορθοδοντικών μηχανημάτων και ναρθήκων. Κάθε φακελάκι διαλύεται σε 150 ml νερού. Το διάλυμα διαρκεί 3-4 ημέρες.



Συσκευασία: 25 τεμ.

Retainer Brite®

Ταμπλέτες για καθαρισμό ορθοδοντικών μηχανημάτων και ναρθήκων.

Απομακρύνουν την πλάκα και τα βακτήρια που προκαλούν δυσσομία.



Συσκευασία: 96 τεμ.



Αποθιμαντικά Γερμανίας

Descosept Sensitive

Επιφανειών

Αλκοολούχο διάλυμα χωρίς αλδεϋδες.
Διάλυμα έτοιμο για χρήση
Γρήγορη δράση έναντι
όλων των βακτηρίων
και ιών.
Ουδέτερο άρωμα.

Συσκευασία: 1 lt
5 lt



Descosept Sensitive

Μαντηλάκια για αποθύμανση
επιφανειών με αλκοόλη

20 x 22 cm



Συσκευασία: 60 TEM

Perfectan TB

Εργαλείων

Χωρίς αλδεϋδες.
Συμπυκνωμένο υγρό
σε δοσιμετρική φιάλη.
Το διάλυμα διατηρείται
έως 7 ημέρες.

Διάλυμα 2% – Χρόνος 30'
Διάλυμα 3% – Χρόνος 15'

Συσκευασία: 1 lt
5 lt



Descosuc

Φρεζών

Διάλυμα έτοιμο
για χρήση.
Με αντιοξειδωτική
σύσταση.

Συσκευασία: 2 lt



Descosuc

Αναρροφήσεων

Συμπυκνωμένο υγρό
χωρίς αλδεϋδες

Διάλυμα 2% - Χρόνος 15'

Συσκευασία: 5 lt



Descoprent

Αποτυπωμάτων

Ειδικό αποθιμαντικό
αποτυπωμάτων χωρίς
αλδεϋδες.
Έτοιμο προς χρήση.

Συσκευασία: 5 lt



Cleanisept

Μαντηλάκια
αποθύμανσης
χωρίς αλκοόλη

Κατάλληλα και
για ευαίσθητες
επιφάνειες όπως
τα π्लाστικά

14 x 20 cm

Dispenser με 100 TEM.



Συσκευές άπνοιας – ροχαλητού

Η SCHEU-DENTAL είναι πρωτοπόρος στις συσκευές άπνοιας και ροχαλητού. Με μια πλειάδα επιλογών, σίγουρα θα βρείτε τη λύση που ταιριάζει στην κάθε περίπτωση. Όλες οι εφαρμογές διατηρούν την κάτω γνάθο στην επιθυμητή θέση, ώστε να παραμένει ανοικτός ο αεραγωγός και να αποφεύγεται η άπνοια.

IST® Appliance

Με ρυθμιζόμενους σε μήκος τηλεσκοπικούς μηχανισμούς, οι οποίοι σταθεροποιούνται σε νάρθηκες της άνω και κάτω γνάθου. Εύρος ενεργοποίησης 5mm.

Διατίθενται σε 3 μήκη: 5mm, 9mm, 15mm.



Επιτρέπει πλάγιες και
κάθετες κινήσεις



TAP®-T & TAP®-R

Μικρού μεγέθους μηχανισμός για την πρόταξη της κάτω γνάθου. Σταθεροποιείται στους νάρθηκες άνω και κάτω γνάθου. Ο μικρός του όγκος διευκολύνει ιδιαίτερα τον ασθενή. Δεν επιτρέπει την κίνηση της κάτω γνάθου προς τα πίσω κάτι πολύ σημαντικό για την επιτυχή αντιμετώπιση της άπνοιας.

Εύρος ενεργοποίησης: 7 mm




Επιτρέπει μικρές
πλάγιες
και κάθετες κινήσεις



GEORGE GAUGE

για καταγραφή δήξης

Με το George Gauge μπορείτε να καταγράψετε τη δήξη σε κερί με ακρίβεια. Είναι ρυθμιζόμενος και βαθμονομημένος ώστε ο ασθενής να δαγκώνει στο σημείο που θέλετε. Απαραίτητο για την κατασκευή των συσκευών άπνοιας.



KIT

BITE FIX

για καταγραφή δήξης



Ανταλλακτικά πέταλα
Συσκευασία: 10 τεμ.

Φύλλα για νάρθηκες συσκευών άπνοιας



Duran®&Duran®+

Πάχος: 2 mm
Σκληρό φύλλο



Durasoft®

Πάχος: 2,5 mm
Σκληρό/Μαλακό φύλλο

**BIOSTAR[®]**
4-ALIGNER**NEO****Παραγωγικό - Ακριβές - Ευέλικτο**

Αυξημένη παραγωγικότητα
χωρίς συμβιβασμούς
στην ποιότητα

Έως 120 νάρθηκες την ώρα

Με την νέα συσκευή Biostar[®] 4Aligner της SCHEU μπορείτε να κατασκευάζετε έως και 4 νάρθηκες ταυτόχρονα.

Το Biostar[®] 4Aligner δουλεύει με θετική πίεση, όπως όλες οι συσκευές της SCHEU, και εξασφαλίζει υψηλή ακρίβεια.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ειδικά φύλλα της εταιρείας ορθογώνιου σχήματος (strips) για 4 νάρθηκες ή τα στρογγυλά για κατασκευή μεμονωμένων ναρθήκων.

**Φύλλα για BIOSTAR[®] 4-ALIGNER**

Η SCHEU διαθέτει τα πιο δημοφιλή φύλλα για Aligners και Retainers σε Strips 499x144mm



CA+ 0,5mm -0,625mm -0,75mm



CA Pro+ 0,5mm -0,625mm -0,75mm



UNIQ+ 0,5mm -0,625mm -0,75mm



DURAN+ -0,75mm -1,0mm



IMPRELON S+ -0,75mm -1,0mm

Συσκευές για νάρθηκες

ΑΚΡΙΒΕΙΑ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Ministar 'S' Scan®

Η ιδανική συσκευή για κάθε ορθοδοντικό ιατρείο

Η νέα έκδοση του εξαιρετικού Minister 'S'.

Με υψηλή πίεση λειτουργίας 4 bar σας δίνει ακρίβεια και ποιότητα αποτελέσματος που δεν συγκρίνεται με οποιαδήποτε συσκευή αναρρόφησης (vacuum).

Η αυτοματοποιημένη λειτουργία του με scanner το κάνει πανεύκολο στη χρήση και εξασφαλίζει άριστο αποτέλεσμα, χωρίς απώλειες και αποτυχίες.



- Πίεση λειτουργίας 4 bar
- Νέο θερμαντικό στοιχείο
- Με scanner που αναγνωρίζει τα φύλλα
- Χωρίς προθέρμανση της αντίστασης
- Οθόνη ενδείξεων
- Πληκτρολόγιο
- Ηχητικές ειδοποιήσεις

Biostar Scan® Η συσκευή αναφοράς

Η συσκευή Biostar της SCHEU κατασκευάζει κάθε ορθοδοντική εφαρμογή με ασύγκριτη ποιότητα.

Δουλεύει με θετική πίεση 6 bar, πολλαπλάσια σε σύγκριση με τις συσκευές Vacuum που δουλεύουν με υποπίεση 0,7-0,9 bar.

Εξασφαλίζει υψηλής ακρίβειας αποτέλεσμα, ακόμη και σε δύσκολες εφαρμογές, όπου χρησιμοποιούνται φύλλα μεγάλου πάχους ή και μεγάλης σκληρότητας.

Στη νέα του έκδοση διαθέτει μεγάλη οθόνη LCD με πληροφορίες για όλα τα υλικά και οδηγίες κατασκευής των εφαρμογών συνοδευόμενες από video.





Blue-Blocker

Φωτοπολυμεριζόμενη εργαστηριακή ρητίνη, μπλε χρώματος, για δημιουργία χώρου σε νάρθηκες λεύκανσης, ακινητοποίηση δοντιών μετά από set-up, για ανακούφιση σε νάρθηκες.



Kit με 4 σύριγγες 1,5g και ρύγχη

Dimo®

Οι τροχίσκοι Dimo® λειαίνουν άριστα τους νάρθηκες και τα ορθοδοντικά μηχανήματα. Διατίθενται σε 4 σκληρότητες.




Dimo Pro
Σκληρότερο
και με μεγάλη διάρκεια

Dimo
Coarse, Medium, Fine

Συσκευασίες: 10 τεμ. & 50 τεμ.

Finishing Set



Περιέχει φρέζες κοπής, τροχιστικά, λειαντικά. Με το set μπορείτε να επεξεργαστείτε κάθε ορθοδοντική εφαρμογή. Τα περιεχόμενα του set διατίθενται και μεμονωμένα.

Φρέζες κοπής



2 TEM

2 TEM

Δίσκος κοπής νάρθηκων

Κατάλληλος για κοπή πάνω στο εκμαγείο



TEM



Πένσα - Krampon



Βοηθική και ισχυρή για κάμψη, διαμόρφωση εργαστηριακών συρμάτων. Ιδανική για τροποποίηση εξωστοματικών.

Ψαλίδια κοπής νάρθηκων

Για ακριβές κόψιμο των θερμοπλαστικών φύλλων.

Made in Germany



Για εύκολο και γρήγορο κόψιμο.

Θερμοπλαστικά φύλλα για νάρθηκες

Διαθέτουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία φύλλων.
Όλοι οι τύποι, τα πάχη, τα χρώματα σε στρογγυλά ή τετράγωνα φύλλα.
Με την ποιότητα της SCHEU DENTAL Γερμανίας.



Duran® & Duran®+

Διαφανές σκληρό φύλλο με ενδοτικότητα. Το πλέον δημοφιλές φύλλο για νάρθηκες συγκράτησης.

Το Duran + διαθέτει διαχωριστική μεμβράνη στη μια πλευρά.

Πάχη: 0,5 mm έως 3 mm

Συσκευασίες: 10 TEM. & 100 TEM.
Σε στρογγυλά και τετράγωνα φύλλα



Durasoft® pd

Η μια όψη του είναι σκληρή και η άλλη μαλακή. Υπερελαστικό υλικό, πρακτικά άθραυστο. Για νάρθηκες συγκράτησης, νάρθηκες βρουξισμού και μετακινήσεις δοντιών.

Πάχη: 1,2 - 1,8 mm - 2,5 mm,
3,0 mm - 4,0 mm

Durasoft® Seal

Μεμβράνη 0,1mm για επικάλυψη της μαλακής πλευράς του Durasoft®

Συσκευασίες: 10 TEM. & 100 TEM.
Σε στρογγυλά φύλλα



Bioplast®

Μαλακό φύλλο για νάρθηκες λείκανσης, αθλητών, βρουξισμού. Διαθέσιμο σε διαφανή, μονόχρωμα (10 χρώματα) και πολύχρωμα φύλλα.

Πάχη: 1 mm έως 5 mm

Συσκευασίες: 10 TEM. & 100 TEM.
Σε στρογγυλά και τετράγωνα φύλλα



Bioplast® Color



Imprelon® 'S'

Διαφανές σκληρό φύλλο με ενδοτικότητα για νάρθηκες συγκράτησης, άπνοιας, βρουξισμού.

Υπερέχει σε αντοχή έναντι των κοινών PET φύλλων.

Συσκευασίες: 10 TEM. & 100 TEM.
Σε στρογγυλά φύλλα



Copyplast®

Ημιδιαφανές μαλακό φύλλο κατάλληλο για νάρθηκες λείκανσης, μεταφορά αγκίστρων, δημιουργία attachments

Πάχη: 0,5 mm έως 2 mm

Copyplast® 'C'

Σκληρότερο Copyplast® για νάρθηκες διατήρησης αποτελέσματος. Πάχος 1mm

Συσκευασίες: 10 TEM. & 100 TEM.
Σε στρογγυλά και τετράγωνα φύλλα



Bioplast® XTREME

Ειδικό φύλλο για νάρθηκες αθλητών. Το τμήμα του φύλλου που καλύπτει τα πρόσθια δόντια (λευκό) είναι σκληρότερο για να ανθίσταται στα χτυπήματα, ενώ το υπόλοιπο (χρώμα) είναι μαλακότερο για άνεση του αθλητή.

Το ατομικό σετ περιλαμβάνει:

1 φύλλο Bioplast Xtreme, θήκη μεταφοράς, σκόνη καθαρισμού Cetron, διαχωριστικό υγρό.

Bioplast® XTREME PRO

Τριπλός νάρθηκες για προστασία υψηλών απαιτήσεων



- Διαφανές
- Διχρωμίες: Μπλε-λευκό, Κόκκινο-λευκό, Μαύρο-λευκό

Συσκευασία: 10 TEM.



Εξεηκτρες VECTOR



Vector 90
10 mm



Vector 140
12 mm



Vector 190 10 mm
Vector 200 14 mm



Vector 50
Micro 10 mm



Vector 500
13,5 mm



Vector 400
11 mm



Vector 420
13 mm



Vector 350 micro
10 mm



Vector 740/750
Vector 720/730



Vector 600 9 mm
Vector 620 11 mm



Vector 800 13 mm
Vector 820 15 mm

Διεύρυνση
άνω γνάθου

Διεύρυνση
κάτω γνάθου



Vector 900
Διόρθωση II τάξης



Κλειδί ασφαλείας

Ακρυλικά

Τα ορθοδοντικά ακρυλικά της SCHEU-DENTAL είναι κορυφαία. Άριστη συμπεριφορά στην εφαρμογή, στο γυάλισμα, στη διαφάνεια.



Steady Resin
Πολυμερές
1Kgr



Steady Resin S+M
Μονομερές
Διαφανές, Ροζ
0,5lit

Σε 2 τύπους: "S" για τεχνική salt & pepper
Vario για salt & pepper ή ανάμιξη

Steady Resin Χρώματα



Μονομερές
σε 6 χρώματα neon και
σε 6 βασικά χρώματα
100ml
Neon



Πολυμερές λευκό
και μαύρο
200g


Εργαστηριακά σύρματα



- Chromium-κράμα St. Steel
 - Menzanium-Nickel Free κράμα St. Steel.
- Σε μικρό ή μεγάλο οικονομικό ρολό

Ασημοκόλληση


Ασήμι 50%
Τήξη 660 °C
Χωρίς κάδμιο



Ρολό 2,10μ. ϕ 0,75mm:

Ασημοκόλληση με ενσωματωμένο Βόρακα

Βόρακας 50g



Ραβδία με βόρακα - Μήκος:15cm ϕ 1mm
Συσκευασία: 12 τεμ.

Οι ασημοκολλήσεις της Ortho Technology έχουν μηδαμινή ποσότητα καδμίου σε αντίθεση με την πλειοψηφία των κοινών ασημοκολλήσεων.

Φλόγιστρο



Φλόγιστρο ακριβείας για κάθε ορθοδοντική συγκόλληση.

Τα νέα standards στη συγκόλληση αγκίστρων



GoTo®



Φωτοπολυμεριζόμενη
ρητίνη

**Assure
Plus®**



Assure®



Υδρόφιλοι συγκολλητικοί παράγοντες
για όλες τις επιφάνειες,
αδαμαντίνη, ρητίνη, μέταλλο, πορσελάνη

Προηγμένες λύσεις για Lingual Retainers

Ortho-Flextech™



Ρευστή
φωτοπολυμεριζόμενη
ρητίνη

Bond•a•Braid



Παθητικό πολύκλωνο
πεπλατυσμένο St. Steel

Retanium™



Παθητικό
πεπλατυσμένο
Τιτάνιο

Flow Tain™



Ρευστή
φωτοπολυμεριζόμενη
ρητίνη



Agility® Ceramic



GoTo®



Το νέο standard
στη συγκόλληση αγκίστρων

Assure Plus® Sealant

Ένας συγκολλητικός
παράγοντας για όλες
τις επιφάνειες




T.K.O.® Ρητίνη γενικής χρήσης Pink & Clear

NEO



Ministar 'S' Scan®

Η καλύτερη συσκευή
ναρθήκων για το ιατρείο



**Stripping
με χειρολαβή**



IPR BURS



Magic Strips

